

Pour plus d'informations sur ces produits, visitez le site [it.zhermack.com](http://it.zhermack.com)



# elite vest

## MAKE THE RIGHT INVESTMENT



## Easy Dental Investments

La recherche constante de meilleures solutions pour l'utilisation et l'expérience pluriannuelle de la fabrication des plâtres Elite Dental Stones nous ont guidés dans l'étude de la nouvelle gamme de revêtements Zhermack - **Elite Vest**.

La précision personnalisable et constante, réalisable avec une simplicité d'utilisation surprenante, est la caractéristique qui distingue **Elite Vest Plus** et **Elite Vest Cast**.

Grâce au liquide universel **Elite Vest Liquid**, la gestion des deux produits est sensiblement simplifiée.



[fr.zhermack.com](http://fr.zhermack.com)  
[info.france@zhermack.com](mailto:info.france@zhermack.com)

**Zhermack**   
Dental

# elite vest PLUS



## Revêtement universel de précision pour prothèses fixes Compatible avec les alliages précieux, alliages non précieux\* et céramique pressée

### AVANTAGE

Universel : un seul revêtement pour les travaux de prothèse fixe en alliage ou céramique pressée

Montée en température rapide ou traditionnelle

Dureté idéale pour de nombreuses applications

Expansion pouvant être adaptée aux différentes exigences

Surfaces lisses de l'alliage après la fusion

Excellente précision dans les prothèses implantaire et les bridges longue portée

Compatible avec tous les alliages\*

Liquide de mélange universel Elite Vest liquid



### Pourquoi choisir Elite Vest ?

Avec seulement deux types de poudres, elite vest plus et elite vest cast, et un seul liquide universel, elite vest liquid, vous pourrez réaliser des prothèses dentaires avec tous les alliages\* et en céramique pressée, avec montée en température rapide ou traditionnelle.

Les revêtements elite vest sont classés UNI EN ISO 15912 et caractérisés par des formules à calibre fin, sans graphite et à expansion adaptable à la technique de travail.

En choisissant la nouvelle gamme elite vest, vous apprécierez la grande précision et la reproductibilité constante des résultats, alliées à une facilité d'utilisation et de gestion surprenante.

\*Sauf alliages de titane

# elite vest CAST



## Revêtement de précision spécifique pour prothèse squelettée Compatible avec les alliages précieux et les alliages non précieux\*

### AVANTAGE

- Temps d'intervention optimaux
- Montée en température rapide ou traditionnelle
- Polyvalent et facile à utiliser
- Efficacité élevée grâce aux deux types de montée en température (rapide ou traditionnelle)
- Démouflage et sablage aisés
- Permet d'obtenir des surfaces sensiblement lisses de l'alliage
- Liquide de mélange universel Elite Vest liquid



### Caractéristiques techniques

	Elite Vest Plus	Elite Vest Cast
Application	Prothèse fixe	Prothèse squelettée
Poudre fine	•	•
Liant phosphate	•	•
Montée en température rapide ou traditionnelle	•	•
Liquide de mélange	Elite Vest Liquid	Elite Vest Liquid
Expansion libre ou contrôlable	•	•
Compatible avec les duplications en silicone ou gélatine		•
Classification UNI EN ISO 15912	Type 1, Classe 1,2	Type 2, Classe 1,2



Caractéristiques techniques	Elite Vest Plus	Elite Vest Cast
Rapport poudre/liquide (Elite Vest Liquid)	100 g / 24-26 ml	100 g / 18-20 ml
Temps de pré-malaxage manuel	15 - 30"	15 - 20"
Temps de malaxage sous vide (320 tr/min)	60"	60"
Temps de maintien du vide après malaxage	15 - 30"	10 - 15"
Temps de travail à (20-23°C)	6'	5'
Temps d'introduction dans le four depuis le début du malaxage	23 - 25'	23 - 25'
Température idéale d'utilisation	20 - 23°C	20 - 23°C
Température idéale de conservation du liquide (Elite Vest Liquid)	18 - 22°C (≥5°C)	18 - 22°C (≥ 5°C)
Température de montée en température	850 - 900°C	900 - 930°C
Température maximum de montée en température	1200°C	1050°C

## Confections

## Accessoires

Code	Description	Code	Description
<b>C420000</b>	Elite Vest Plus 40x160 g	<b>XI0000060</b>	Cylindre 1X
<b>C420002</b>	Elite Vest Cast 30x400 g	<b>XI0000062</b>	Cylindre 3X
<b>C420010</b>	Elite Vest liquid 1000 ml	<b>XI0000064</b>	Cylindre 6X
<b>C420001</b>	Elite Vest Plus 5x160 g + liquide	<b>XI0000066</b>	Cylindre 9X
<b>C420003</b>	Elite Vest Plus 5x400 g + liquide	<b>XI0990050</b>	Base multiple en caoutchouc

## BRANCHES

### GERMANY

**Zhermack GmbH Deutschland**  
Öhlmühle 10 - D-49448 Marl

T +49 (0) 54 43 / 20 33 - 0  
F +49 (0) 54 43 / 20 33 - 11  
info@zhermack.de  
www.zhermack.de

### POLAND

**Zhermapol Sp. z o.o.**  
ul. Augustówka 14  
02 - 981 Warszawa - Polska

T +48 22 858 82 72  
+48 22 292 71 17  
F +48 22 642 07 14  
biuro@zhermack.com  
www.zhermapol.pl

### USA

**Zhermack Inc.**  
P.O. Box 4195, River Edge  
New Jersey 07661 - 4195

T +1 (877) 819 6206  
+1 (732) 389 8540  
F +1 (732) 389 8543  
info@zhermackusa.com  
www.zhermackusa.com