

# hydrorise system



## SIMPLY ACCURATE

Silicones par addition pour la prise d'empreinte

**Zhermack**   
Dental



# hydrorise system

**SIMPLY ACCURATE**

# Hydrorise Implant et Hydrorise, les deux piliers d'Hydrorise System. Avec un seul objectif : l'exactitude.

## UN SYSTÈME QUI SE CARACTÉRISE PAR SON EXACTITUDE ET SA FIABILITÉ

**Hydrorise System** est une gamme complète de silicones par addition pour la prise d'empreinte conçue pour les professionnels qui recherchent des solutions offrant des performances élevées. Hydrorise System est le **haut de gamme** Zhermack et est synonyme d'**exactitude** et de **fiabilité**.

## DEUX PILIERS. UNE GAMME.

Hydrorise System offre la précision et l'exactitude dont le professionnel a besoin, aussi bien pour les empreintes sur implants que sur les moignons naturels.

D'un côté, **Hydrorise Implant** est numérisable, radiopaque\*, et possède la rigidité idéale pour la prise d'empreinte en implantologie. De l'autre, **Hydrorise** offre une reproduction des détails élevée et, grâce également à son hydrocompatibilité élevée, contribue à obtenir des empreintes précises et soignées sur des moignons naturels.

## LA PROPOSITION COMPLÈTE

### Guide de sélection des produits Zhermack

SOLUTIONS  
HIGH-TECH,  
HAUTE PERFORMANCE

**extraPro**

Hydrorise System

SOLUTIONS POUR  
APPLICATIONS  
SPÉCIFIQUES

**specialPro**

SOLUTIONS  
POLYVALENTES

**multiPro**

SOLUTIONS  
ESSENTIELLES

**easyPro**


\* Tests réalisés par 3D Fast, 2016

hydrorise implant



**UN OBJECTIF UNIQUE.**


hydrorise

An abstract, high-contrast image featuring a dynamic splash of red and blue liquid against a dark blue background. The red liquid is on the left, forming a large, textured shape with several circular openings, resembling a stylized face or a complex mechanical part. The blue liquid is on the right, splashing upwards and outwards in various directions, creating a sense of movement and energy. The overall composition is visually striking and artistic.

**L'EXACTITUDE.**

A close-up photograph showing a dental implant being inserted into a tooth model. The model is covered in a thick, blue, putty-like material. The implant is a metallic, cylindrical device with a hexagonal base. The background is a solid blue color.

AVEC **HYDRORISE IMPLANT**,  
LA PREMIÈRE EMPREINTE  
SERA LA BONNE.



## CONÇU POUR L'IMPLANTATION DE PROTHÈSES

Hydrorise Implant est le silicone par addition **numérisable et radiopaque à rigidité élevée** conçu pour l'implantation de prothèses. La rigidité plus élevée des viscosités d'Hydrorise Implant par rapport aux viscosités correspondantes d'Hydrorise a pour but de stabiliser plus solidement les transferts dans l'empreinte. Cela permet d'en relever la position tridimensionnelle correcte, même après son retrait de la cavité buccale.<sup>[1]</sup>

## RIGIDITÉ ÉLEVÉE ET ÉLASTICITÉ EN PARFAIT ÉQUILIBRE

Pour une empreinte sur implants, le matériau doit posséder la rigidité idéale<sup>[2]</sup> tout en étant suffisamment **élastique** pour permettre un retrait facile de l'empreinte de la cavité buccale. Grâce à leur élasticité, les VPS sont à privilégier par rapport à d'autres matériaux, surtout en présence d'implants de disparallélisme.<sup>[3]</sup>


# Hydrorise Implant


## FOCUS

### FIABILITÉ PROUVÉE

Hydrorise Implant satisfait pleinement aux exigences clinico-techniques de l'implantologie prothétique.

Une étude in vitro, menée par les **universités de Bologne et Padoue**, a montré qu'Hydrorise Implant possède une **exactitude** largement **supérieure** par rapport aux polyéthers. Même dans les conditions les plus défavorables d'absence de contention des transferts, le comportement d'Hydrorise Implant s'est avéré similaire ou meilleur par rapport aux polyéthers testés. <sup>[1]</sup>





## APTITUDE À LA NUMÉRISATION


Hydrorise Implant cumule ses propriétés techniques très performantes avec les avantages du flux numérique. Grâce à sa formule, Hydrorise Implant est **numérisable** sans nécessité de sprays opacifiants. L'aptitude à la numérisation de l'empreinte **facilite l'accès au flux de travail numérique**. Par ailleurs, elle réduit le risque d'erreurs provoquées par le moulage d'un modèle traditionnel en plâtre.

## RADIOPACITÉ : UNE EXCLUSIVITÉ HYDRORISE IMPLANT\*

La **radiopacité** permet de détecter d'éventuels résidus de matière sous la gencive avec une simple radiographie au cabinet ce qui offre davantage de tranquillité au professionnel et de sécurité au patient. En outre, grâce à la tomodensitométrie (TDM), le dentiste peut visualiser le profil des tissus mous du patient édenté, en plaçant le matériau comme liner ou matériau de rebasage sous la prothèse du patient concerné. <sup>[4]</sup>



\* Dans les limites du portefeuille de produits Zhermack



## HYDRORISE

DE QUOI EST FAITE  
LA PRÉCISION ?



## LES DÉTAILS FONT LA DIFFÉRENCE

Hydrorise est le silicone par addition pour une **reproduction des détails élevée**.

Une reproduction appropriée des détails est une des conditions principales de la réussite d'une empreinte.<sup>[4]</sup> Zhermack a conçu un produit qui va bien **au-delà des niveaux standard** : une **précision 4 fois supérieure** aux prescriptions des normes européennes.\*

Les fluides d'Hydrorise atteignent **une précision de 5 microns**, ce qui permet une reproduction des détails élevée.

# Hydrorise

## HYDROPHILIE

L'hydrophilie est une caractéristique essentielle pour un matériau d'empreinte car elle contribue de manière significative à la reproduction précise des détails. Plus un matériau est hydrophile, plus il aura la capacité de couler dans les zones humides et de copier correctement les surfaces avec un risque réduit d'enfermer des bulles.<sup>[5,6]</sup>

## VOUS AVEZ DIT HYDROPHILIE ?

Tous les matériaux pour empreinte ne se comportent toutefois pas de la même manière en ce qui concerne l'hydrophilie.

La littérature clinique a en effet rapporté que la forte hydrophilie de certains matériaux peut provoquer une absorption d'eau et affecter l'exactitude dimensionnelle de l'empreinte<sup>[7]</sup>.

Inversement, la nature hydrophobe des silicones n'engendre pas ce comportement potentiellement nuisible pour l'ensemble du processus prothétique.

De même, l'ajout de tensioactifs dans leur formule leur permet de s'écouler facilement dans un environnement humide.





## HYDROCOMPATIBILITÉ. AU-DELÀ DE L'HYDROPHILIE.

Zhermack a repensé le concept d'hydrophilie en le portant à un niveau supérieur.

En effet, Zhermack **désigne la capacité de ses silicones à présenter une affinité avec les fluides par le terme « hydrocompatibilité ».**

**Contrairement à d'autres matériaux présents sur le marché,** les silicones Zhermack, bien qu'hydrophobes par nature, présentent un faible angle de contact, ce qui leur permet d'**offrir des performances élevées en milieu humide** tout en préservant leur stabilité dimensionnelle.

## UN CHOIX DE QUALITÉ

Hydrorise a montré qu'il avait un **angle de contact parmi les meilleurs** sur le marché.\* Son **hydrocompatibilité élevée** contribue en effet à obtenir **une empreinte soignée**.



\* Données internes. Tests réalisés selon la méthode de la goutte sessile à l'aide d'un appareil Kruss DSA30, taille de l'échantillon : n= 17 ; les données sont disponibles sur demande à l'adresse [info@zhermack.com](mailto:info@zhermack.com)

# Hydrorise System

Tout contribue à l'exactitude.  
Que demander de plus ?



## RÉCUPÉRATION ÉLASTIQUE PROCHE DE 100 %

Une bonne récupération élastique est une caractéristique indispensable aussi bien dans les empreintes sur cas mixtes que dans celles sur moignons naturels.<sup>[4]</sup>

La gamme Hydrorise System possède une **récupération élastique élevée de 99,5%.\***

Le matériau est donc capable de reprendre sa forme d'origine après la déformation survenue pendant le retrait de l'empreinte de la cavité buccale, contribuant ainsi à obtenir une empreinte exacte.

## RÉSISTANCE AU DÉCHIREMENT

La résistance au déchirement des différentes viscosités d'Hydrorise System\*\* contribue au confort du dentiste, car elle réduit le risque de déchirement lors du retrait de l'empreinte de la cavité buccale.

## EXACTITUDE MÊME APRÈS PLUSIEURS JOURS

Avec Hydrorise System, il n'est pas nécessaire que l'empreinte soit moulée immédiatement pour réaliser un modèle en plâtre : le dentiste et le prothésiste dentaire disposent d'une plus grande flexibilité dans la gestion de l'empreinte.

La **stabilité dimensionnelle** d'Hydrorise System contribue en effet à préserver l'exactitude de l'empreinte **jusqu'à un maximum de 21 jours.\***



\* Selon ISO 4823

\*\* Selon la norme ASTM D624

## Sécurité pour le patient, satisfaction pour le dentiste



### Sécurité d'utilisation même sur les patients intolérants.

Tous les silicones par addition Zhermack sont **sans gluten et sans lactose** et garantissent donc la tranquillité d'esprit et la sécurité d'utilisation, même pour les patients intolérants.

Cela permet au dentiste d'effectuer les procédures de prise d'empreinte en toute sérénité et sécurité.



# Une combinaison parfaite

Hydrorise System et Sympress,  
la combinaison idéale pour un mélange de qualité.

## FOCUS

### UNE MACHINE FIABLE

Hydrorise System peut être utilisé avec **Sympress**, le mélangeur automatique conçu pour un mélange rapide et facile des matériaux d'empreinte conditionnés dans des cartouches 5:1.

### POLYVALENT

- Compatible avec les matériaux d'empreinte les plus courants présents sur le marché (VPS et polyéthers)
- Peut être utilisé avec des cartouches hard et soft (360 ou 380 ml)

### FONCTIONNEL

- Design compact et un encombrement réduit sur le plan de travail
- Silencieux

### FACILE À UTILISER

- Deux vitesses de mélange
- Mélange constant et de qualité supérieure par rapport à un mélange manuel



# Un mélange de qualité


Avec Zhermack, le mélange devient automatique pour simplifier le travail au quotidien.

## POURQUOI PRIVILÉGIER UN MÉLANGE AUTOMATIQUE ?

Le **mélange automatique** améliore la qualité de l'empreinte par rapport à un mélange manuel et permet d'obtenir une **pâte homogène**. En effet, il réduit le risque de dosage erroné et d'incorporation d'air dans le mélange.

Il permet également d'accélérer les délais de préparation du matériau d'empreinte même par les professionnels les moins expérimentés, ce qui permet de gagner du temps et d'accroître le confort pour l'opérateur.<sup>[8,9]</sup>

**Le système 5:1 Zhermack, encore plus performant.**



L'embout dynamique-statique permet de **réduire jusqu'à 22 %** par rapport aux embouts les plus courants sur le marché utilisés par les concurrents\*.

LES CARTOUCHES DE  
380 ML ZHERMACK  
SONT COMPATIBLES  
AVEC LES PRINCIPAUX  
MÉLANGEURS PRÉSENTS  
SUR LE MARCHÉ

\* Données internes. Test de mesure du volume des embouts réalisé à l'aide d'eau distillée, effectué sur huit embouts de marques différentes, avec trois répétitions pour chacun. Les données sont disponibles sur demande à l'adresse [info@zhermack.com](mailto:info@zhermack.com)

# Cas clinique

Cas clinique de réhabilitation complète des arcades dentaires d'un patient. **Hydrorise Implant** a été utilisé pour l'arcade supérieure pour implanter la prothèse alors qu'**Hydrorise** a été utilisé pour l'arcade inférieure pour le traitement de prosthodontie sur dents naturelles.




1. Situation de départ




2. Implants positionnés




3. Pick-up en position




4. Essai en bouche du porte-empreinte individuel



5. Hydrorise Implant Medium Body sur le porte-empreinte individuel



6. Empreinte avec Hydrorise Implant Medium Body dans la bouche du patient




7. Empreinte avec Hydrorise Implant Medium Body



8. Préparation des éléments dentaires de l'arcade supérieure



9. Insertion des fils de rétraction



10. Positionnement d'Hydrorise Light Body sur les moignons de l'arcade supérieure



11. Empreinte de l'arcade supérieure sur moignons naturels avec Hydrorise Heavy Body et Light Body



12. Sourire du patient à la fin du traitement

# caractéristiques techniques



| HYDRORISE SYSTEM                | Système de distribution      | Type de prise | Temps total de travail, temps de mélange inclus* (min:s) | Temps en bouche (min:s) | Temps de prise* (min:s) | Dureté Shore-A |
|---------------------------------|------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>Hydrorise Putty</b>          | Mélange manuel               | Normal Set    | 2:00                                                     | 3:30                    | 5:30                    | 60             |
|                                 |                              | Fast Set      | 1:30                                                     | 2:30                    | 4:00                    |                |
| <b>Hydrorise Maxi Putty</b>     | Mélange automatique 5:1      | Normal Set    | 2:00                                                     | 3:30                    | 5:30                    | 60             |
|                                 |                              | Fast Set      | 1:30                                                     | 2:30                    | 4:00                    |                |
| <b>Hydrorise Implant Heavy</b>  | Mélange automatique 5:1      | Normal Set    | 2:00                                                     | 3:30                    | 5:30                    | 65             |
| <b>Hydrorise Maxi Heavy</b>     | Mélange automatique 5:1      | Normal Set    | 2:00                                                     | 3:30                    | 5:30                    | 60             |
|                                 |                              | Fast Set      | 1:30                                                     | 2:30                    | 4:00                    |                |
| <b>Hydrorise Implant Medium</b> | Mélange automatique 5:1      | Normal Set    | 2:00                                                     | 3:30                    | 5:30                    | 60             |
|                                 |                              | Quick Set     | 1:30                                                     | 2:00                    | 3:30                    |                |
| <b>Hydrorise Monophase</b>      | Mélange semi-automatique 1:1 | Normal Set    | 2:00                                                     | 3:30                    | 5:30                    | 60             |
|                                 |                              | Fast Set      | 1:30                                                     | 2:30                    | 4:00                    |                |
| <b>Hydrorise Maxi Monophase</b> | Mélange automatique 5:1      | Normal Set    | 2:00                                                     | 3:30                    | 5:30                    | 55             |
|                                 |                              | Fast Set      | 1:30                                                     | 2:30                    | 4:00                    |                |
| <b>Hydrorise Regular</b>        | Mélange semi-automatique 1:1 | Normal Set    | 2:00                                                     | 3:30                    | 5:30                    | 55             |
|                                 |                              | Fast Set      | 1:30                                                     | 2:30                    | 4:00                    |                |
| <b>Hydrorise Implant Light</b>  | Mélange semi-automatique 1:1 | Normal Set    | 2:00                                                     | 3:30                    | 5:30                    | 55             |
| <b>Hydrorise Light</b>          | Mélange semi-automatique 1:1 | Normal Set    | 2:00                                                     | 3:30                    | 5:30                    | 40             |
|                                 |                              | Fast Set      | 1:30                                                     | 2:30                    | 4:00                    |                |
| <b>Hydrorise Extra Light</b>    | Mélange semi-automatique 1:1 | Normal Set    | 2:00                                                     | 3:30                    | 5:30                    | 50             |
|                                 |                              | Fast Set      | 1:30                                                     | 2:30                    | 4:00                    |                |

\* Les temps sont calculés à partir du début du mélange à 23°C / 73°F.

## Plus d'informations sur les produits Zhermack pour l'empreinte



### FOCUS

La désinfection de l'empreinte est une étape essentielle pour limiter le risque de contamination croisée entre le cabinet et le laboratoire dentaire.

Les silicones Zhermack sont tous désinfectables avec des produits à base de sels d'ammonium quaternaire, des mélanges d'alcool et des tensio-réducteurs, tels que **Zeta 7 Spray** et **Zeta 7 Solution** de la ligne Zeta Hygiene de Zhermack, en maintenant la stabilité dimensionnelle et la reproduction des détails également après la désinfection<sup>[10,11]</sup>.



#### **Zeta 7 Spray**

Spray désinfectant prêt à l'emploi pour la désinfection rapide des empreintes.

#### **Zeta 7 Solution**

Désinfectant concentré pour la désinfection des empreintes

# Conditionnements



## extraPro

### HYDRORISE PUTTY - SILICONE PAR ADDITION À VISCOSITÉ ÉLEVÉE

| Code    | Temps de prise | Conditionnement                                                                                                                                                        |
|---------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C207010 | Normal Set     | 2 boîtes de 300 ml (Base + Catalyseur) + 2 cuillères-mesures                                                                                                           |
| C207011 | Fast Set       |                                                                                                                                                                        |
| C207012 | Normal Set     | Eco Pack : 2 boîtes de 900 ml (Base + Catalyseur) + 2 cuillères-mesures                                                                                                |
| C207013 | Fast Set       |                                                                                                                                                                        |
| C207071 | Fast Set       | Mini Kit: 2 boîtes de 100 ml (Base + Catalyseur) Putty Fast + 2 cuillères-mesures + 1 cartouche de 50 ml (Base + Catalyseur) Light Fast + 6 embouts de mélange (small) |

### HYDRORISE MAXI PUTTY - SILICONE PAR ADDITION À VISCOSITÉ ÉLEVÉE

| Code    | Temps de prise | Conditionnement                                                                                                            |
|---------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C207044 | Normal Set     | 2 cartouches de 380 ml (Base + Catalyseur) + 15 embouts de mélange dynamique-statiques + 2 protections d'embout de mélange |
| C207045 | Fast Set       |                                                                                                                            |
| C207065 | Fast Set       | Eco Pack : 6 cartouches de 380 ml (Base + Catalyseur) + 2 protections d'embout de mélange                                  |

### HYDRORISE IMPLANT HEAVY BODY - SILICONE PAR ADDITION À VISCOSITÉ ÉLEVÉE

| Code    | Temps de prise | Conditionnement                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C207090 | Normal Set     | 2 cartouches de 380 ml (Base + Catalyseur) + 15 embouts de mélange dynamique-statiques + 2 protections d'embout de mélange                                                                                                                                           |
| C207095 | Normal Set     | <b>Hydorise Implant Kit Heavy/Light :</b><br>1 cartouche de 380 ml (Base + catalyseur) Heavy Body + 1 cartouche de 50 ml (Base + Catalyseur) Light Body + 6 embouts de mélange dynamique-statiques + 6 embouts de mélange (small) + 1 protection d'embout de mélange |

### HYDRORISE MAXI HEAVY BODY - SILICONE PAR ADDITION À VISCOSITÉ ÉLEVÉE

| Code    | Temps de prise | Conditionnement                                                                                                            |
|---------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C207042 | Normal Set     | 2 cartouches de 380 ml (Base + Catalyseur) + 15 embouts de mélange dynamique-statiques + 2 protections d'embout de mélange |
| C207043 | Fast Set       |                                                                                                                            |
| C207063 | Fast Set       | Eco Pack : 6 cartouches de 380 ml (Base + Catalyseur) + 2 protections d'embout de mélange                                  |

### HYDRORISE IMPLANT MEDIUM BODY - SILICONE PAR ADDITION À VISCOSITÉ ÉLEVÉE

| Code    | Temps de prise | Conditionnement                                                                                                            |
|---------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C207092 | Normal Set     | 2 cartouches de 380 ml (Base + Catalyseur) + 15 embouts de mélange dynamique-statiques + 2 protections d'embout de mélange |
| C207122 | Quick Set      |                                                                                                                            |
| C207096 | Normal Set     | 1 cartouche de 380 ml (Base + Catalyseur) + 6 embouts de mélange dynamique-statiques + 1 protection d'embout de mélange    |
| C207126 | Quick Set      |                                                                                                                            |

## HYDRORISE MONOPHASE - SILICONE PAR ADDITION À VISCOSITÉ MOYENNE

| Code    | Temps de prise | Conditionnement                                                           |
|---------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| C207006 | Normal Set     | 2 cartouches de 50 ml (Base + Catalyseur) + 6 embouts de mélange (medium) |
| C207007 | Fast Set       |                                                                           |

## HYDRORISE MAXI MONOPHASE - SILICONE PAR ADDITION À VISCOSITÉ MOYENNE

| Code    | Temps de prise | Conditionnement                                                                                                            |
|---------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C207040 | Normal Set     | 2 cartouches de 380 ml (Base + Catalyseur) + 15 embouts de mélange dynamique-statiques + 2 protections d'embout de mélange |
| C207041 | Fast Set       |                                                                                                                            |

## HYDRORISE REGULAR BODY - SILICONE PAR ADDITION À VISCOSITÉ MOYENNE

| Code    | Temps de prise | Conditionnement                                                           |
|---------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| C207004 | Normal Set     | 2 cartouches de 50 ml (Base + Catalyseur) + 12 embouts de mélange (small) |
| C207005 | Fast Set       |                                                                           |

## HYDRORISE IMPLANT LIGHT BODY - SILICONE PAR ADDITION À VISCOSITÉ ÉLEVÉE

| Code    | Temps de prise | Conditionnement                                                                                                                                                                                                               |
|---------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C207091 | Normal Set     | 2 cartouches de 50 ml (Base + Catalyseur) + 12 embouts de mélange (small)                                                                                                                                                     |
| C207095 | Normal Set     | <b>Hydrorise Implant Kit Heavy/Light :</b><br>1 cartouche de 380 ml Heavy Body + 1 cartouche de 50 ml Light Body + 6 embouts de mélange dynamique-statiques + 6 embouts de mélange (small) + 1 protection d'embout de mélange |

## HYDRORISE LIGHT BODY - SILICONE PAR ADDITION À VISCOSITÉ ÉLEVÉE

| Code    | Temps de prise | Conditionnement                                                                                                                                                         |
|---------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C207000 | Normal Set     | 2 cartouches de 50 ml (Base + Catalyseur) + 12 embouts de mélange (small)                                                                                               |
| C207001 | Fast Set       |                                                                                                                                                                         |
| C207071 | Fast Set       | Mini Kit : 2 boîtes de 100 ml (Base + Catalyseur) Putty Fast + 2 cuillères-mesures + 1 cartouche de 50 ml (Base + Catalyseur) Light Fast + 6 embouts de mélange (small) |

## HYDRORISE EXTRA LIGHT BODY - SILICONE PAR ADDITION À VISCOSITÉ ÉLEVÉE

| Code    | Temps de prise | Conditionnement                                                           |
|---------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| C207002 | Normal Set     | 2 cartouches de 50 ml (Base + Catalyseur) + 12 embouts de mélange (small) |
| C207003 | Fast Set       |                                                                           |

## Équipements

| Code      | Modèle                  |
|-----------|-------------------------|
| 6000-0000 | Sympress – 230 V        |
| 6000-1000 | Sympress – 120 V        |
| 6000-2000 | Sympress 230 V fiche UK |



## ACCESSOIRES

| Code    | Produit                                 | Code    | Produit                                            |
|---------|-----------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|
| C202085 | Embouts de mélange - small (48 unités)  | C700025 | Universal Tray Adhesive - flacon de 10 ml          |
| C202086 | Embouts de mélange - medium (48 unités) | C202100 | Distributeur D2 1:1                                |
| D510010 | Putty Cut                               | C205530 | Embouts de mélange dynamique-statiques (50 unités) |
| C202090 | Embouts intra-oraux jaunes (48 unités)  | C205540 | Protections d'embout de mélange (2 unités)         |

## Bibliographie

- [1] P. Baldissara , R. Meneghello , C. Parisi , A. M. Messias , F. Ghelli , L. Ciocca, HYPERLINK "<https://cris.unibo.it/handle/11585/726162>" Accuracy And Precision Of Impression Materials Designed For Implant Prosthodontics, in: IADR proceedings, 2019 (proceedings of the IADR/AADR/CADR 97TH GENERAL SESSION, Vancouver, BC, Canada, 19-22 June 2019) [Conference Proceedings-poster]
- [2] GAYATHRIDEVI, S. K., et al. Impression techniques in implants. Journal of Dental and Orofacial Research, 2016; 12.2: 11-19.
- [3] KURTULMUS-YILMAZ, Sevcen, et al. Digital evaluation of the accuracy of impression techniques and materials in angulated implants. Journal of dentistry, 2014, 42.12: 1551-1559. doi: 10.1016/j.jdent.2014.10.008
- [4] Scherer MD, Roh HK. Radiopaque dental impression method for radiographic interpretation, digital alignment, and surgical guide fabrication for dental implant placement. J Prosthet Dent. 2015 Apr;113(4):343-6. doi: 10.1016/j.prosdent.2014.02.022.
- [5] Shillingburg, Herbert T., et al. Fundamentals of fixed prosthodontics. Quintessence Publishing Company, 1997.
- [6] Nassar U, Tavoossi F, Pan YW, Milavong-Viravongsa N, Heo G, Nychka J, Comparison of the contact angle of water on set elastomeric impression materials, J Can Dent Assoc 2018; 84: 1-7. ISSN: 1488-2159
- [7] Rubel B. Impression Materials: A Comparative Review of Impression Materials Most Commonly Used in Restorative Dentistry. Dental Clinics of North America. 2007; 51(3): 632 . DOI: 10.1016/j.cden.2007.03.006
- [8] Gonçalves F S, Popoff D A V, Castro C D L, Silva G C, Moreira A, Magalhães C S, Moreira A N. Dimensional stability of elastomeric impression materials: a critical review of the literature. The European journal of prosthodontics and restorative dentistry. 2011; 19:1-4. doi:10.1922/EJPRD\_998Silva04
- [9] Daou E. E, The elastomers for complete denture impression: A review of the literature. The Saudi Dental Journal. 2010; 22:153-160
- [10] Di Felice R, Scotti R, Belser U. The influence of the mixing technique on the content of voids in two polyether impression materials. Schweiz Monatsschr Zahnmed. 2002; 112: 12-16
- [11] Sinobad T, Obradović-Đuričić K, Nikolić Z, Dodić S, Lazić V, Sinobad V, Jesenko-Rokvić A. The effect of disinfectants on dimensional stability of addition and condensation silicone impressions. Vojnosanitetski pregled, 2014, 71.3: 251-258.
- [12] Amin WM, Al-Ali MH, Al Tarawneh SK, Taha ST, Saleh MW, Ereifij N. The effects of disinfectants on dimensional accuracy and surface quality of impression materials and gypsum casts. J Clin Med Res. 2009;1(2):81-89. doi:10.4021/jocmr2009.04.1235

# Fulfilling your needs