

alginates

Alginat non polverosi per impronte.

INDICAZIONI D'USO

L'ampia gamma di alginati Zhermack è stata sviluppata per rispondere a tutte le esigenze della pratica clinica.

Hydrgum soft: alginato ad elevata consistenza cremosa. Aroma: Menta.
Hydrgum soft: alginato a consistenza cremosa, non comprime i tessuti, particolarmente indicato per impronte preliminari di maxillare ed inferiore. Aroma: Menta.

Orthoprint: alginato elastico a presa rapida, indicato per la pratica generale. Le eccezionali proprietà elastiche lo rendono indicato per l'utilizzo in ortodonzia. Aroma: Vaniglia.
Neocolloid: alginato per high precision impressions with normal setting times. Flavour: Cherry.

Phase plus: alginato cromatico a consistenza cremosa. La variazione cromatica accompagna le diverse fasi di preparazione: viola durante la miscelazione, rosa durante la fase di lavoro e posizionamento sul portaimpronta, bianco durante il tempo di permanenza nel cavo orale fino l'indurimento. Indicato nella pratica clinica generale per la creazione di modelli studio. Aroma: Menta.

Tropicalign: alginato cromatico a consistenza cremosa. La variazione cromatica accompagna le diverse fasi di preparazione: rosso durante la miscelazione, arancione durante la fase di lavoro e posizionamento sul portaimpronta, giallo durante il tempo di permanenza nel cavo orale fino l'indurimento. Indicato nella pratica clinica generale. Il cambiamento cromatico associato ad un aroma gradevole lo rendono particolarmente adatto all'utilizzo in pedodonzia. Aroma: Mango.

DOSAGGIO E MISCELAZIONE

Aprire la busta (fig. 1) e versare l'alginate in un contenitore a chiusura ermetica (fig. 2).

Si consiglia conservare il numero di lotto e data di scadenza del prodotto, ritagliando i dati dalla busta. Agitare 2 o 3 volte per favorire la dispersione della polvere (fig. 3) e procedere con il dosaggio: con l'aiuto del cucchiaio dosatore prelevare l'alginate senza comprimere la polvere, livellare o togliere gli eccessi di alginato passando la parte piatta della spatola sul cucchiaio (fig. 4) e versarlo in una tazzina di gomma.

Ripetere l'operazione fino raggiungere la quantità desiderata.

Per ogni cucchiaio di polvere (9 g), versare 1/3 di misurino d'acqua (18 ml). E per 2 misure di polvere (18 g) sufficienti per un cucchiaio mediano superiore, versare 2/3 di misurino d'acqua (36 ml).

Chiusure il contenitore e conservare a 5-27°C/41-80°F (fig. 12).

Aggiungere l'acqua alla polvere per iniziare la miscelazione secondo i tempi consigliati nella prima fila (fig. 6), posizionare il materiale sul portaimpronta (fig. 7) e inserirlo nella cavità orale prima della fine del tempo di lavorazione (fig. 8).

Attendere l'indurimento del materiale osservando i tempi consigliati per la permanenza nel cavo orale. Negli alginati cromatici, i tempi di lavorazione sono facilmente riconoscibili da cambiamenti di colore descritti in precedenza.

Per una miscelazione ottimale (omogenea e senza bolle d'aria) si consiglia l'uso di ALGHAMIX II (fig. 9).

TEMPI DI UTILIZZO CLINICO* (TIMES FOR CLINICAL USE*)

I tempi di utilizzo clinico sono riportati nella **Tabella 1**

Riga I: Tempo di miscelazione (Mixing Time)

Riga II: Tempo di lavoro (Working Time)

Riga III: Tempo di permanenza in bocca (Time in Mouth)

Riga IV: Tempo di presa (Setting Time)

Riga V: Tempo totale di lavorazione (ISO 1563) (Total working time - ISO 1563)

*I tempi di utilizzo clinico (riportati nella **Tabella 1**), caratteristiche dei materiali) sono intesi dall'inizio della miscelazione con acqua deionizzata a 23°C/73°F. L'acqua fredda ritarda l'indurimento, l'acqua calda lo accelera. Variazioni nella durezza dell'acqua possono modificare i tempi di presa.

Corrispondente alle specificazioni ADA 18-150 1563.

AVVERTENZA

In soggetti sensibili si possono avere fenomeni di irritazioni o altre reazioni allergiche.

DETERMINAZIONE E DISINFESTAZIONE DELL'IMPRONTA

Dopo la presa d'impronta, risciacquare accuratamente per eliminare eventuali residui, e tracce di saliva. Immergere l'impronta in acqua tiepida per 10 minuti. La disinfezione ideale si ottiene immergendo l'impronta in **Zeta 7 solution** o spruzzando direttamente **Zeta 7 spray** (Zhermack) (fig. 11). Utilizzando altri disinfettanti, attenersi alle istruzioni del fabbricante.

COLATA DELL'IMPRONTA - GESSI RACCOMANDATI
Si suggerisce di colare l'impronta immediatamente con gesso tipo 3 (Elite Model/Model Fast - Zhermack) o tipo 4 (Elite Rock - Zhermack) (fig. 13).

CONSERVAZIONE DELL'IMPRONTA

Qualora non fosse possibile colare il gesso immediatamente, eliminare gli eccessi d'acqua e conservare l'impronta in una busta ermeticamente sigillata (Long Life Bag Zhermack) a temperatura ambiente (23°C/73°F). In queste condizioni la colata del gesso può essere differita fino a 48 ore dalla presa d'impronta (fig. 14).

OSSERVAZIONI IMPORTANTI: La consulenza specialistica verabalemente, per iscritto o attraverso dimostrazioni, sull'uso dei nostri prodotti, o basata sullo stato della tecnica odontologica e del nostro know-how. L'uso e da considerarsi come una informazione non esente da rischi e in relazione ad eventuali danni di uso, e non esente l'operatore professionale da controllare personalmente se il prodotto è idoneo all'applicazione prevista. L'uso e l'applicazione dei nostri prodotti odontoiatrici avviene sotto la responsabilità del professionista che li utilizza, e non della responsabilità dell'operatore professionale. In eventuale responsabilità d'uso da limito al valore della merce fornita col prodotto. La nostra azienda non si assume la responsabilità del prodotto contro un agente bagaglio per ridurre la formazione di polvere respirabile.

SOLO PER USO DENTALE

alginates

Dust-free alginates for impressions.

INDICATIONS FOR USE

The wide range of Zhermack alginates has been conceived to meet the needs of dental practice.

Hydrgum soft: high consistency alginate for study models. Flavour: Mint.
Hydrgum soft: creamy consistency alginate, does not compress tissue, especially suitable for preliminary edentulous jaw impressions. Flavour: Mint.

Orthoprint: extra elastic, fast working alginate which is suitable for general practice. Its exceptional elastic properties make it suitable for use in orthodontics. Flavour: Vanilla.
Neocolloid: alginate for high precision impressions with normal setting times. Flavour: Cherry.

Phase plus: chromatic alginate with a creamy consistency. Colour variations accompany each different preparation phase: violet during mixing, pink during working phase and positioning on the tray, white during the time in mouth while setting. Suitable in general clinical practice for the creation of study models. Flavour: Mint.

Tropicalign: high consistency chromatic alginate. Colour variations accompany each different preparation phase: red during mixing, orange during the work phase and positioning on the tray, yellow during the time in mouth while setting. Suitable in general clinical practice. The colour change associated with a pleasant flavour make it especially suitable to use in pedodontics. Flavour: Mango.

DOSING AND MIXING

Open the bag (fig. 1) and pour the alginate into an airtight container (fig. 2). Keep the lot number and expiry date of the product by cutting the relevant details off the bag. Shake 2 or 3 times to disperse the powder (fig. 3) and proceed with the mixing. Using the doing spoon, remove the powder without compressing it, leveling off or removing any excess alginate by stretching over the top edge of the spoon (fig. 4).

Pour the powder into a rubber cup. Repeat the operation until the required quantity is reached. Add 1/3 of a measure of water (18 ml) for every spoonful of powder (9 g). E.g. for 2 measures of powder (18 g), or one measure tray, add 2/3 of a measure of water (36 ml) (fig. 5). Close the container and store it at 5-27°C/41-80°F (fig. 12).

Add the water to the powder and mix for the times specified in the table (fig. 6). Repeat the operation over the impression tray (fig. 7) and insert into the mouth before the end of the working time (fig. 8).

Wait for the material to harden until the end of the recommended time in mouth. In the case of colour alginates, working time is easily recognised by the colour changes described previously. For the best possible (homogeneous and bubble-free) mixing results, we recommend the use of ALGHAMIX II (fig. 9).

TIMES FOR CLINICAL USE*

Refer to table 1 for times for clinical use (**Table 1**)

Line I: Mixing time (Mixing Time)

Line II: Working time (Working Time)

Line III: Time in mouth (Time in Mouth)

Line IV: Setting time (Setting Time)

Line V: Total working time (ISO 1563) (Total working time - ISO 1563)

*Times for clinical use (see **Table 1**, Material Characteristics) are indexed to the start of mixing with deionised water at 23°C/73°F. Colder water retards setting, warmer water speeds up setting. Variations in water hardness may result in deviations in times. According to ADA 18-150 1563 specifications.

WARNING: If susceptible may possibly to cause phenomena of irritation or other allergic reactions.

CLEANING AND DISINFECTION OF THE IMPRESSION

After taking the impression, carefully rinse it in order to remove any traces of saliva (fig. 10), drain off the excess water and disinfect immediately. Ideal disinfection is achieved by immersing the impression in **Zeta 7 solution** or spraying it with **Zeta 7 spray** (Zhermack) (fig. 11). When using other disinfectants, always follow the manufacturer's instructions.

POURING THE IMPRESSION - RECOMMENDED DENTAL STONES

We recommend that you pour the impression immediately using dental stones type 3 (Elite Model/Model Fast - Zhermack) or type 4 (Elite Rock - Zhermack) (fig. 13).

STORING THE IMPRESSION

If the gypsum cannot be immediately pour, drain off the excess water and store the impression in a hermetically sealed bag (Zhermack Long Life Bag) at room temperature (23°C/73°F). Under these conditions the gypsum pouring can be deferred for up to 48 hr after the impression taking (fig. 14).

POURING THE IMPRESSION - RECOMMENDED DENTAL STONES
We recommend that you pour the impression immediately using dental stones type 3 (Elite Model/Model Fast - Zhermack) or type 4 (Elite Rock - Zhermack) (fig. 13).

CONSERVATION OF THE IMPRESSION
If the gypsum cannot be immediately pour, drain off the excess water and store the impression in a hermetically sealed bag (Zhermack Long Life Bag) at room temperature (23°C/73°F). Under these conditions the gypsum pouring can be deferred for up to 48 hr after the impression taking (fig. 14).

IMPORTANT REMARKS: Consulting services on the use of our products, provided in any form, be that verbal, written or through demonstrations, are based upon the current state of dentistry and our know-how. They are to be considered as a information not exempt from risks and in relation to possible third party claims, and not exonerate the user from personally checking whether the product is suitable for the planned use. Use and application of our products odontoiatrici occurs under the responsibility of the professional who uses them, and not the responsibility of the operator professional. In eventuale responsibility d'uso da limito al valore della merce fornita col prodotto. La nostra azienda non si assume la responsabilità del prodotto contro un agente bagaglio per ridurre la formazione di polvere respirabile.

SOLO FOR L'USO DENTALE

alginates

Alginates sans poussière pour empreintes.

INDICATIONS D'UTILISATION

The wide range of Zhermack alginates has been developed to respond to toutes les exigences de la pratique clinique.

Hydrgum soft: alginat à consistance élevée pour modèles de étude. Aroma: Menthe.
Hydrgum soft: alginat à consistance crémeuse, ne comprime pas les tissus, particulièrement indiqué pour les empreintes préliminaires de maxillaires edentés. Aroma: Menthe.

Orthoprint: alginat extra élastique à prise rapide, indiqué pour la pratique générale. Ses propriétés élastiques exceptionnelles le rendent approprié à l'utilisation en orthodontie. Aroma: Vanille.
Neocolloid: alginat pour empreintes de haute précision avec des temps de prise normaux. Aroma: Clorofille.

Phase plus: alginat chromaté à consistance crémeuse. La variation de couleur accompagne les différentes phases de préparation: violet pendant le mélange, rose pendant la phase de travail et de positionnement sur le porte-empreinte, blanc pendant le temps de permanence dans la bouche jusqu'au durcissement. Indiqué pour une pratique clinique générale, notamment pour la création de modèles en cabinet. Aroma: Menthe.

Tropicalign: alginat chromaté à consistance élevée. La variation de couleur accompagne les différentes phases de préparation: rouge pendant le mélange, orange pendant les phases de travail et de positionnement sur le porte-empreinte, jaune pendant le temps de permanence dans la bouche jusqu'au durcissement. Indiqué pour la pratique clinique générale. Le changement de la couleur associé à un arôme agréable le rendent particulièrement adapté à une utilisation en pédiodontie. Aroma: Mangue.

DOSERUNG UND MISCHUNG

Öffnen Sie die Folie (fig. 1) und werfen alginat in ein container de chemie hermetisch (fig. 2). Sie akonservie akonservier el numero de lote y la fecha de vencimiento del producto cortando los datos de la bolsa. Agitar 2 o 3 veces para favorecer la dispersión del polvo (fig. 3) y realizar la dosificación: con la ayuda de una cuchara dosificadora, tomar el alginato sin comprimir el polvo, nivelar y quitar los excesos de alginato pasando la parte plana de la espátula sobre la cuchara (fig. 4) y verterlo en una tazzina de goma.

Repetir la operación hasta alcanzar la cantidad deseada. Añadir 1/3 de una medida de agua (18 ml) por cada cucharada de polvo (9 g), verter 2/3 de una medida de agua (36 ml) (fig. 5). Cerrar el contenedor y conservarlo a 5-27°C/41-80°F (fig. 12).

Añadir el agua al polvo para iniciar la mezcla de agua y desinfectar inmediatamente. La desinfección ideal se obtiene sumergiendo la impresión en **Zeta 7 solution** o rociando directamente **Zeta 7 spray** (Zhermack) (fig. 11). Si se utilizan otros desinfectantes, sig las instrucciones del fabricante.

Pour chaque cucliarade de poudre (9 g), verser 1/3 de mesureur d'eau (18 ml).

Ex. pour 2 mesures de poudre (18 g) suffisantes pour une cucliarade moyenne supérieure, verser 2/3 de mesures d'eau (36 ml) (fig. 5).

Fermer le récipient et le conserver à 5-27°C/41-80°F (fig. 12).

Ajouter l'eau à la poudre pour commencer le mélange en fonction des temps conseillés dans le tableau (fig. 6), positionner le matériau sur le porte-empreinte (fig. 7) et l'insérer dans la cavité orale avant le terme du temps de travail (fig. 8).

Attendre l'indurissement du matériau observant les temps conseillés à l'intérieur de la cavité orale. Dans les alginates chromatés, les temps de travail sont facilement reconnaissables grâce aux changements de couleurs, décrits précédemment. (fig. 9)

TEMPS D'UTILISATION CLINIQUE* (TIMES FOR CLINICAL USE*)

Remettre à la table 1 para los tiempos de uso clínico (**Table 1**)

Ligne I: Temps de meclado (Mixing Time)

Ligne II: Temps de travail (Working Time)

Ligne III: Temps de permanence en bouche (Time in Mouth)

Ligne IV: Temps de prise (Setting Time)

Ligne V: Temps total de travail (ISO 1563) (Total working time - ISO 1563)

*Les temps d'utilisation clinique (reportés dans le **tableau 1**, caractéristiques des matériaux) s'entendent depuis le début du mélange avec de l'eau déionisée à 23°C/73°F. L'eau froide retarde le durcissement, en revanche l'eau chaude l'accélère. Des variations de dureté de l'eau peuvent modifier les temps de prise. Correspondant aux spécifications ADA 18-150 1563.

ATTENTION

Des éruptions cutanées ou d'autres réactions allergiques peuvent se développer chez les individus sensibles.

NETTOYAGE ET DISINFESTION DE L'EMPREINTE

Après la prise d'empreinte, rincer soigneusement pour éliminer d'éventuels résidus et traces de salives (fig. 10), rincer l'exces d'eau et désinfecter immédiatement. La désinfection idéale s'opère en immergant l'empreinte dans **Zeta 7 solution** ou en vaporisant directement **Zeta 7 spray** (Zhermack) (fig. 12). Si vous utilisez d'autres désinfectants, s'en tenir aux instructions du fabricant.

COULEE DE L'EMPREINTE - PLÂTRES RECOMMANDÉS

Nous suggérons de couler l'empreinte immédiatement avec du plâtre de type 3 (Elite Model/Model Fast - Zhermack) ou de type 4 (Elite Rock - Zhermack) (fig. 13).

CONSERVATION DE L'EMPREINTE

Si l'est pas possible de couler le plâtre immédiatement, éliminer les excès d'eau et le conserver dans un sacchet hermétiquement fermé (Long Life Bag Zhermack) à température ambiante (23°C/73°F). Dans ces conditions la coulé du plâtre peut être différé jusqu'à 48 heures après la prise d'empreinte (fig. 14).

OBSERVATIONS IMPORTANTES: Les indications fournies de manière verbale, par écrit ou à travers des démonstrations sont basées sur l'utilisation de nos produits et basent sur l'état actuel de la technique odontologique et de notre savoir-faire. Elles doivent être considérées comme des informations fournies sans engagement, même en ce qui concerne les éventuels droits des tiers, et n'exonèrent pas l'utilisateur de l'obligation de contrôler personnellement le produit et son utilisation avant de l'utiliser. L'utilisation de nos produits odontoiatrics se fait sous la responsabilité de l'utilisateur. Une éventuelle responsabilité d'usage doit être limitée à la valeur de la marchandise suministrada por la empresa. La nostra azienda non si assume la responsabilità del prodotto contro un agente bagaglio per ridurre la formazione di polvere respirabile.

POUR L'USAGE DENTAIRE SEULEMENT

alginates

alginates

StarPrint alginat til aftryk

BRUGSANVISNING

Zhermack's bredda utbild av alginater har utformats för att kunna tillgodose alla olika behov vid klinisk praktik.

Hydrgum: alginat med hög konsistens till brug ved studiemodeller. Aroma: Pebermynte.

Hydrgum soft: alginat med fast konsistens, komprimerer ikke tandkødet, specielt velegnet til studiemodeller. Aroma: Pebermynte.

Orthoprint: alginat med høj elastisitet og hurtig stigning, velegnet til almindelig klinik. De høje elastiske egenskaber gør Orthoprint velegnet til anvendelse i ortodonti. Aroma: Vanille.

Neocolloid: alginat til anvendelse ved højpræcisionsarbejde med normal stigningstid. Aroma: Chlorofyl.

Phase plus: Kromatisk alginat med fast, cremegagt konsistens. Variationerne i farven følger de forskellige forberedelsesfaser. I alle under blandingen, lyseret under arbejdsfasen og under påtrykningen i munden. Under arbejdsfasen og under påtrykningen i munden er der en farveændring. Farveændringen i almindelig klinik praksis til brug ved studiemodeller. Aroma: Pebermynte.

Tropicalign: Kromatisk alginat med høj konsistens. Variationerne i farven følger de forskellige forberedelsesfaser: rød under blandingen, orange under arbejdsfasen og under placeringen på aftryksskælen, og under opholdet i mundenhul og indtil stigningen. Velegnet til brug i almindelig klinik praksis. Farveændringen og den velegnede aroma gør det velegnet til brug i børnetandpleje. Aroma: Mango.

DOSERING OG BLANDING

Lad posen (fig. 1) og hæld alginat i en hermetisk lukket beholder (fig. 2). Se akonservie akonservier el numero de lote y la fecha de vencimiento del producto cortando los detalles de la bolsa. Agitar 2 o 3 veces para favorecer la dispersión del polvo (fig. 3) y realizar la dosificación: con la ayuda de una cuchara dosificadora, tomar el alginato sin comprimir el polvo, nivelar y quitar los excesos de alginato pasando la parte plana de la espátula sobre la cuchara (fig. 4) y verterlo en una tazzina de goma.

Repetir la operación hasta alcanzar la cantidad deseada. Añadir 1/3 de una medida de agua (18 ml) por cada cucharada de polvo (9 g), verter 2/3 de una medida de agua (36 ml) (fig. 5).

Cerrar el contenedor y conservarlo a 5-27°C/41-80°F (fig. 12).

Añadir el agua al polvo para iniciar la mezcla de agua y desinfectar inmediatamente. La desinfección ideal se obtiene sumergiendo la impresión en **Zeta 7 solution** o rociando directamente **Zeta 7 spray** (Zhermack) (fig. 11). Si se utilizan otros desinfectantes, sig las instrucciones del fabricante.

Pour chaque cucliarade de poudre (9 g), verser 1/3 de mesureur d'eau (18 ml).

Ex. pour 2 mesures de poudre (18 g) suffisantes pour une cucliarade moyenne supérieure, verser 2/3 de mesures d'eau (36 ml) (fig. 5).

Fermer le récipient et le conserver à 5-27°C/41-80°F (fig. 12).

Ajouter l'eau à la poudre pour commencer le mélange en fonction des temps conseillés dans le tableau (fig. 6), positionner le matériau sur le porte-empreinte (fig. 7) et l'insérer dans la cavité orale avant le terme du temps de travail (fig. 8).

Attendre l'indurissement du matériau observant les temps conseillés à l'intérieur de la cavité orale. Dans les alginates chromatés, les temps de travail sont facilement reconnaissables grâce aux changements de couleurs, décrits précédemment. (fig. 9)

Refer to table 1 for times for clinical use (**Table 1**)

Line I: Blandingsid (Mixing Time)

Line II: Forberedingsid (Working Time)

Line III: Tid for ophold i mundhulen (Time in Mouth)

Line IV: Stigningsid (Setting Time)

Line V: Total arbejdstid (ISO 1563) (Total working time - ISO 1563)

*Tidsintervallet for klinisk anvendelse (anført i tabel 1, Materialeens egenskaber) skal forstås som tiden fra begyndelsen af blandingen af deioniseret vand til 23°C/73°F. Koldt vand forlænger stigningstiden, varmt vand forkorter den. Forskelle i vandets hårdhedsgrad kan påvirke stigningstiden. Svarende til specifikationerne ADA 18-150 1563.

ADVARSEL

Hos personer med overfølsomhed kan der forekomme irritation eller andre allergiske reaktioner.

RENGØRING OG DESINFESTATION AF AFTRYKKET

Når aftrykket er taget skylles det omhyggeligt for at fjerne rester af sput eller andet organisk materiale (fig. 10). Det overdyssende vand skal aftryk og aftryk desinficeres raskt. Den ideelle desinfektion opnås ved at senke aftrykket med **Zeta 7 solution** eller sprøjtet med **Zeta 7 spray** (Zhermack) (fig. 11). Hvis der anvendes andre desinfektionsmidler, skal producentens anvisninger følges.

ANBEFÅEDE GIPSTYPER - TIL UDSTØBNING AF AFTRYKKET

Det anbefales at fylde aftrykket med gips af type 3 (Elite Model/Model Fast - Zhermack) al type 4 (Elite Rock - Zhermack) (fig. 13).

OPBEVARENG AF AFTRYKKET

Hvis det ikke er muligt straks at fylde gips i aftrykket fjernes vandrestene hurtigst efter det opbevarer i en hermetisk lukket pos (Long Life Bag Zhermack) ved stuetemperatur (23°C/73°F). Når disse betingelser er opfyldt, kan gipsfyldningen udføres indtil 48 timer efter at aftrykket er taget (fig. 14).

BEACHTUNGS: Wenn es nicht möglich ist, das Gips sofort in den Abdruck zu gießen, sollte das Abdruck in einer hermetisch verschlossenen Plasttasche (Long Life Bag Zhermack) bei Raumtemperatur (23°C/73°F) aufbewahrt werden. Unter diesen Bedingungen kann das Gipsfüllen bis zu 48 Stunden nach dem Abdruck entnommen werden (Fig. 14).

IMPORTANTE AVVERTENZE: Se non è possibile versare il gesso immediatamente, eliminare gli eccessi d'acqua e conservare l'impronta in una busta ermeticamente sigillata (Long Life Bag Zhermack) a temperatura ambiente (23°C/73°F). In queste condizioni la colata del gesso può essere differita fino a 48 ore dalla presa d'impronta (fig. 14).

BEACHTUNGS: Wenn es nicht möglich ist, das Gips sofort in den Abdruck zu gießen, sollte das Abdruck in einer hermetisch verschlossenen Plasttasche (Long Life Bag Zhermack) bei Raumtemperatur (23°C/73°F) aufbewahrt werden. Unter diesen Bedingungen kann das Gipsfüllen bis zu 48 Stunden nach dem Abdruck entnommen werden (Fig. 14).

Alginatos non polverosos para impressões.

INDICAÇÕES DE USO

A ampla gama de alginatos Zhermack há sido desenvolvida para responder com todas as exigências da prática clínica.

Hydrgum soft: alginato de elevada consistência para modelos de estudo. Aroma: Menta.
Hydrgum soft: alginato com consistência cremosa, não comprime os tecidos, é particularmente indicado para a realização de las primeiras impressões em maxilares edentados. Aroma: Menta.

Orthoprint: alginato extra elástico de endurecimento rápido, indicado para a prática geral. Suas propriedades elásticas excepcionais lo rendono indicato per l'utilizzo in ortodontia. Aroma: Vaniglia.
Neocolloid: alginato para impressões de alta precisão com um tempo de endurecimento normal. Aroma: Clorofila.

Phase plus: alginato cromático com consistência cremosa. La variação cromática acompana las fases de empleo: rojo durante la mezcla, naranja durante la fase de trabajo y colocación en la cubeta, y amarillo durante el tiempo de permanencia en la cavidad oral hasta su endurecimiento. Indicado en la práctica clínica general para la creación de modelos de estudio. Aroma: Menta.

Tropicalign: alginato cromático de elevada consistência. La variação cromática acompana las fases de empleo: rojo durante la mezcla, naranja durante la fase de trabajo y colocación en la cubeta, y amarillo durante el tiempo de permanencia en la cavidad oral hasta su endurecimiento. Indicado en la práctica clínica general. El cambio cromático asociado a un aroma agradable lo hacen particularmente indicado para su uso en el campo de la odontología infantil. Aroma: Mango.

DOSIERUNG UND MISCHUNG

Öffnen Sie die Folie (fig. 1) und werfen alginat in ein container de chemie hermetisch (fig. 2).

Sie akonservie akonservier el numero de lote y la fecha de vencimiento del producto cortando los datos de la bolsa. Agitar 2 o 3 veces para favorecer la dispersión del polvo (fig. 3) y realizar la dosificación: con la ayuda de una cuchara dosificadora, tomar el alginato sin comprimir el polvo, nivelar y quitar los excesos de alginato pasando la parte plana de la espátula sobre la cuchara (fig. 4) y verterlo en una tazzina de goma.

Repetir la operación hasta alcanzar la cantidad deseada.</