CAD/CAM solutions





Zhermack CAD/CAM solutions

CAD/CAM solutions è la nuova gamma di siliconi e gessi scansionabili senza l'uso di spray riflettenti, ideata da **Zhermack** per garantire la massima performance nell'acquisizione dei dati 3D e rispondere alle richieste di un mercato sempre più esigente.

Le avanzate materie prime utilizzate dalla gamma **CAD/CAM solutions** soddisfano i più elevati standard qualitativi e sono il risultato del pluriennale know-how di **Zhermack**.

Le capacità di massima riproducibilità del dettaglio e l'ottimo contrasto delle superfici dei prodotti **CAD/CAM solutions** di **Zhermack** garantiscono facilità di scansione e maggiore precisione nel processo di lavorazione con scanner per acquisizione dati.

Platinum75 CAD

Silicone-A putty da laboratorio

Occlufast CAD


Silicone-A fluido per la registrazione occlusale

Gingifast CAD

Silicone-A fluido per la riproduzione gengivale



CAD/CAM solutions





Elite Master

Gesso tipo IV rinforzato con resina

Elite Rock

Gesso tipo IV extra duro



Platinum75 CAD

Silicone-A putty scansionabile per applicazioni di laboratorio

La scelta ideale tra durezza, scansionabilità e riproducibilità del dettaglio







INDICAZIONI

- Chiavi di registrazione occlusale scansionabili
- Mascherine di tutti i generi dove è richiesta la massima precisione e riproducibilità del dettaglio.

VANTAGGI

- Colorazione azzurro "clinical" estremamente chiara per evidenziare eventuali impurità
- Formulazione perfettamente scansionabile con sistemi CAD/CAM a lettura ottica, laser e tattile, senza spray riflettenti
- Consistenza e superficie ottimali per mascherine di estrema precisione in molteplici applicazioni
- Tempi di lavorazione ridotti (fast set, 4'*) per migliorare l'efficienza nelle applicazioni di laboratorio
- 75 Shore A di durezza, per molteplici utilizzi e per una più facile rifinitura con bisturi o fresa.

CONSIGLI D'IMPIEGO

Consigliato a tutti gli utilizzatori di sistemi CAD/CAM per realizzare chiavi occlusali scansionabili.

Ideale in combinazione con **Platinum95** per creare mascherine di estrema precisione nella tecnica a pressione e per ottenere gengive artificiali o manufatti in materiale composito di elevata qualità.

DATITECNICI			
Tempo di miscelazione	30"		
Tempo di lavorazione	1′		
Tempo di indurimento (minimo)*	4'		
Durezza Shore A	75		


^{*} I tempi indicati possono variare in base alla temperatura ambientale e alla tecnica di miscelazione.

Occlufast CAD

Silicone-A fluido scansionabile per la registrazione occlusale in studio

Innovativo ed estremamente rapido







INDICAZIONI

 Registrazioni occlusali con tutte le tecniche che richiedono una successiva lettura con sistemi CAD/CAM.

VANTAGGI

- Compatibile con i sistemi CAD/CAM a lettura ottica, laser e tattile
- Breve tempo di permanenza nel cavo orale (≤ 60")
- Consistenza impercettibile per il paziente che occlude in modo naturale
- Rifinibile con lama e/o fresa dopo l'indurimento
- Facilmente applicabile nella bocca sia con tecnica occlusale, sia vestibolare.

CONSIGLI D'IMPIEGO

Con un breve tempo di permanenza nel cavo orale (60"), **Occlufast CAD** permette di realizzare chiavi occlusali precise in studio, con il massimo comfort per il paziente, ottimizzando in seguito il lavoro del laboratorio odontotecnico.

DATI TECNICIRapporto di miscelazione1:1Tempo di lavorazione30"Permanenza nel cavo orale60"Durezza Shore A95





Silicone-A scansionabile fluido per la riproduzione di gengive artificiali in laboratorio

Rigid ed Elastic: la doppia versione per tutte le applicazioni







INDICAZIONI

• Riproduzione in polivinilsilossano scansionabile della morfologia gengivale.

VANTAGGI

- Superficie perfettamente riflettente adatta alla scansione con sistemi CAD/CAM a lettura ottica, laser o tattile
- Due versioni di durezza Rigid (70 Sh A) ed Elastic (40 Sh A) ideali per gengive in silicone su modelli con impianti, ponti o corone
- Entrambe le versioni sono rifinibili con bisturi o fresa grazie all'utilizzo di materie prime di ultima generazione
- Perfettamente compatibile con qualsiasi tecnica di realizzazione delle gengive artificiali su modello (diretta, indiretta)
- Riduzione degli sprechi di silicone grazie alla nuova formula, che consente di utilizzare puntali di miscelazione di dimensioni molto ridotte.

CONSIGLI D'IMPIEGO

Per tutte le applicazioni. La versione *elastic*, per la sua estrema resistenza allo strappo, è consigliata in presenza di spessori del margine gengivale molto ridotti o in sottosquadro.

La versione *rigid* è ideale per applicazioni dove è richiesta un'elevata durezza.

DATITECNICI	ELASTIC	RIGID	
Rapporto di miscelazione	1:1	1:1	
Tempo di lavorazione	2′	2′	
Tempo di indurimento	10′	10′	
Durezza Shore A	40	70	

Elite Master & Elite Rock

Gessi tipo IV per la realizzazione di modelli scansionabili

Precisione e velocità senza compromessi





Colori

Elite Master

desert sand sandy brown

soft grey

Elite Rock

silver grey

Elite Rock Fast

silver grey



CONSIGLI D'IMPIEGO

Elite Master

Per una bisellatura ottimale senza scheggiature grazie all'elevata elasticità conferita dalle particelle di resina inserite nel gesso.

Elite Rock & Elite Rock Fast

Per una più elevata resistenza alla compressione. Per ridurre al minimo l'abrasione e garantire un'ottima precisione.

INDICAZIONI

• Modelli e monconi sfilabili in protesi fissa, rimovibile e implantare.

VANTAGGI

 I modelli nei colori desert sand, sandy brown, soft grey sono rilevabili in modo perfetto con tutti i moderni scanner laser e ottici, grazie alla speciale formulazione sviluppata per la lettura con sistemi CAD/CAM.

DATI TECNICI

Elite Master

	Rapporto acqua / polvere	21 ml/100 g	
	Tempo di rimozione impronta dal modello	45'	
	Espansione a 2 h	0,08 %	
	Resistenza alla compressione a 48 h	75 MPa (765 kg/cm²)	

Elite Rock

Rapporto acqua / polvere	20 ml/100 g
Tempo di rimozione impronta dal modello	45'
Espansione a 2 h	0,08 %

Resistenza alla compressione a 48 h 81 MPa (826 kg/cm²)

Elite Rock Fast

Rapporto acqua / polvere	20 ml/100 g
Tempo di rimozione impronta dal modello	25′
Espansione a 2 h	0,08 %
Resistenza alla compressione a 48 h	81 MPa (826 kg/cm²)



CAD/CAM solutions



Confezionamenti		Accessori		
Platinum75 CAD				
C400741	1 barattolo da 800 g Base + 1 barattolo da 800 g Catalyst			
Occlufast CAD				
C200800	2 x 50 ml cartucce (Base + Catalyst) +12 puntali di miscelazioni verdi	C202080	Puntali di miscelazione verdi (48 pz)	
		C202095	Bite Tips Clear Punta trasparente per registrazione occlusale (48 pz)	
		C202100	Dispenser D2 - 1:1	
Gingifast CAD				
C203227	2 x 50 ml cartucce Elastic (Base + Catalyst) + 12 puntali di miscelazione azzurri + 1 flacone Separator da 10 ml	C203233	Puntali di miscelazione azzurri (48 pz)	
C203232	2 x 50 ml cartucce Rigid (Base + Catalyst) + 12 puntali di miscelazione azzurri + 1 flacone Separator da 10 ml	C202100	Dispenser D2 - 1:1	

	200 g	1 kg	3 kg	25 kg cartone	25 kg fusto
Elite Master					
desert sand	-	C410401	C410402	-	-
sandy brown	-	-	C410410	-	-
soft grey	-	-	C410406	-	-
Elite Rock					
silver grey	-	-	C410010	C410202	C410330
Elite Rock Fast					
silver grey	-	-	C410155	C410206	C410338

BRANCHES

GERMANY Zhermack GmbH Deutschland

Öhlmühle 10 - D-49448 Marl

T +49 (0) 54 43 / 20 33 - 0 F +49 (0) 54 43 / 20 33 - 11 info@zhermack.de www.zhermack.de

POLAND Zhermapol Sp. z o.o. ul. Augustówka 14

T +48 22 858 82 72 +48 22 292 71 17 F +48 22 642 07 14 biuro@zhermack.com 02 - 981 Warszawa - Polska www.zhermapol.pl

Zhermack Inc. P.O. Box 4195, River Edge New Jersey 07661 - 4195

T+1 (877) 819 6206 +1 (732) 389 8540 F+1 (732) 389 8543 info@zhermackusa.com www.zhermackusa.com F111044 - 2016-03

