

# zeta 5 power act

## FEEL SAFE

Preparat dezynfekujący i czyszczący do układów zasysających, który daje możliwość wyboru pomiędzy szybkością i całkowitą dezynfekcją.

Wyprodukowany i przetestowany w laboratoriach Zhermack, preparat Zeta 5 Power Act oferuje ochronę oraz bezpieczeństwo i jest kompatybilny z najpopularniejszymi unitami stomatologicznymi, dostępnymi na rynku.



Fulfilling your needs

Zhermack S.p.A. | Via Bovazecchino, 100 | 45021 Badia Polesine (RO) Italy  
T +39 0425 597611 | F +39 0425 53596 | info@zhermack.com | www.zhermack.com



F198133 - 19-07



# zeta 5 power act

Dezynfekcja i czyszczenie układów zasysających



- INSTRUKCJA UŻYCIA:** Preparat dezynfekujący do układów zasysających. Skoncentrowany roztwór nie zawierający aldehydów i fenoli, do dezynfekcji, czyszczenia i dezodoryzacji układów zasysających oraz spłuwaczek.
- OPAKOWANIE:** butelka z dozownikiem 1 l lub szasetki jednorazowe 50 x 10 ml.
- SKŁAD:** 100 g Zeta 5 Power Act zawiera 5 g of N-(3-Aminopropyl)-N-Dodecylpropane-1,3-Diamine, 4,2 g of N,N-didecyl-N-methyl-poly(oxyethyl) ammonium propionate, środki powierzchniowo czynne, inhibitory korozji, dodatki, i woda do na 100 g.
- PRZECIWSKAZANIA:** Brak znanych przeciwwskazań.
- OSTRZEŻENIA:** Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. W przypadku kontaktu ze skórą (lub włosami), natychmiast zdejść całą zanieczyszczoną odzież i dopłaćnie spłukać skórę pod strumieniem wody. W przypadku dostania się do oczu: płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli obecne i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się podrażnienia: skontaktować się z lekarzem. W przypadku pokknięcia: wypłukać usta, nie wywoływać wymiotów. Niezwoźnie skontaktować się z ostrokiem zębów lub lekarzem.
- ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:** Nosić rękawiczki, odzież ochronną oraz chronić twarz i oczy. Umyć ręce po każdym kontakcie z preparatem. Nie zanieczyszczać środowiska i utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zaleca się przechowywanie produktu dobrze zamkniętego, w chłodnym i suchym miejscu, z dala od światła słonecznego. Data ważności produktu odnosi się tylko do nieuszkodzonego opakowania, prawidłowo przechowywanego. Zaleca się przechowywanie produktu w temperaturze nieprzekraczającej 27°C.
- DZIAŁANIA UBOCZNE:** Nie stwierdzono efektów ubocznych.
- INSTRUKCJA KROK PO KROKU:**
1. Przepłukać układ zasysania, zasysając 2 litry zimnej wody (rys. 1).
  2. Przygotować przynajmniej jeden litr roztworu na każdy unit stomatologiczny: napełnić unit wodą i wlać 10 ml Zeta 5 Power Act na każdy litr wody (rys. 2, 3, 4).
  3. Wymieszać (rys. 5). Roztwór stanie się męczny.
  4. Zassać uzyskany roztwór przez przewody zasysające (rys. 6). Wlać co najmniej 250 - 300 ml roztworu dezynfekującego do spłuwaczki.
  5. Pozostawić na 15 minut efektu szybkiej dezynfekcji. Pozostawić (całą noc) dla uzyskania spektrum działania, wskazanego w tabeli (łącznie z próbkobójczy).



Preparat 3 w 1 do dezynfekcji, czyszczenia i dezodoryzacji układów zasysających

# zeta 5 power act

6. Po upływie czasu działania, przepłukać układ zasysający 2 litrami zimnej wody (rys. 1). Czyszczenie ta powinna być wykonywana przynajmniej raz, po zakończeniu dnia roboczego; powinno się ją powtórzyć w połowie dnia i po zakończeniu wyjątkowo inwazyjnej interwencji!

### SPKTRUM DZIAŁANIA

Skuteczność (drobnoustroje)	Norma odniesienia	Stężenie	Czas działania (minuty)
Bakteriobójczy (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae)	EN13727	1%	15
Drożdżobójczy (C. albicans)	EN14561	1%	15
	EN13624	1%	15
	EN14562	1%	15
Próbkobójczy (M. terre)	EN14348	1%	240
w ograniczonym stopniu wirusobójczy w stosunku do wirusów lipofilowych posiadających otoczkę, łącznie z wirusami krwiopochodnymi (HIV, HBV, HCV), Herpes simplex i rodzinami wirusów takich jak Orthomyxoviridae (łącznie ze wszystkimi wirusami grypy, ludzkimi i zwierzęcymi, takimi jak H5N1 i H1N1), Filoviridae (wirus eboli) i Paramyoviridae (wirus odry)	VAH	0,5%	60
	pTEN16777	1%	60
	DW	1%	60

**WAŻNE UWAGI:** Eventualne informacje przekazane w jakikolwiek sposób, również podczas pokazów, nie zastępują instrukcji użytkownika. Operator jest zobowiązany do sprawdzenia, czy produkt jest odpowiedni do przewidzianego użytkowania. Firma nie odpowiada za uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użyciem produktu.

**WYŁĄCZNIŁ DO ZASTOSOWANIA PROFESJONALNYCH**  
lub nieodpowiedniego użycia produktu oraz w każdym przypadku tylko do wartości dostarczonych produktów.

### ZETA 5 POWER ACT / PL - NIEBEZPIECZYSTWO

Może powodować korozję metali. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Unikać uwożenia do środowiska. Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORĄ (lub z włosami): natychmiast zdejść całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUCIA. Zawiera: WODORODLENK POTASU; N-(3-AMINOPROPYL)-N-DODECYLPROPAN-1,3-DIAMINA; PROPIONIAN N,N-DIDECYL-N-METYLO-POU (OKSYETYLENO) AMONIOWY.



# Instrukcja użycia

## Płukanie



1

Przepłukać układ zasysający, zasysając 2 litry zimnej wody.

## Dozowanie: 1%



2

Wypełnić pojemnik wodą i dodać 10 ml Zeta 5 Power Act na każdy litr wody. Przygotować przynajmniej 1 litr roztworu na każdy unit stomatologiczny.

## Mieszanie



3

Wymieszać uzyskany roztwór.

## Zasysanie



4

Zassać uzyskany roztwór przez przewody zasysające. Pozostawić na wskazany czas działania.

## Dezynfekcja splotawczki



Wlać przynajmniej 250 - 300 ml roztworu dezynfekującego do splotawczki.

## Czas działania



5

W celu szybkiego działania pozostawić na 15 min.

W celu działania kompleksowego pozostawić na przynajmniej 4 godziny (cała noc).

## Płukanie



6

Przepłukać układ zasysający, zasysając 2 litry zimnej wody.