

**ONE**

*becomes*

**TWO**



**2 DIFFERENT CATALYSTS | 2 DIFFERENT USES**  
**CHOOSE YOURS!**

# indurent gel **ONE** *becomes* **TWO** INDURENT LAB

**IF YOU ARE A DENTIST**



Specifically developed for **clinical applications** and intraoral use

**Biocompatible**  
also on damaged mucosa

**Gluten & Lactose Free**



**UPDATED FORMULA**

Code	Used with C-Silicones	Pack type
C100700	Zetaplus System	1 x 60 ml tube


**IF YOU ARE A LAB TECHNICIAN**



Specifically developed for **dental laboratory applications**

**High dimensional stability:**  
up to 7 days

**High heat resistance**  
(also ideal for flasking with heat-curing resins)



**NEW FORMULA  
NEW NAME  
NEW GRAPHICS**

Code	Used with Lab C-Silicones	Pack type
C100900	Zetalabor and Titanium	1 x 60 ml tube

# MAKE SURE YOU CHOOSE **THE RIGHT ONE!**

## What happens if...?

### **...YOU USE INDURENT GEL WITH ZETALABOR OR TITANIUM?**

Problems with the replication of the characterisation in the wax-up of the prosthesis due to a decreased hardness of the mixture in warm applications (e.g. flasking with heat-curing resins)

#### **IT ...USI INDURENT GEL CON ZETALABOR O TITANIUM?**

Problemi alla replicazione della caratterizzazione nella ceratura della protesi per riduzione della durezza del miscelato nelle applicazioni a caldo (es. zeppatura in muffola)

#### **FR ... VOUS UTILISEZ INDURENT GEL AVEC ZETALABOR OU TITANIUM ?**

Problèmes pour répliquer la caractérisation dans le cirage de la prothèse à cause de la réduction de la dureté du mélange dans les applications à chaud (ex bourrage en moufle)

#### **ES ...UTILIZA INDURENT GEL CON ZETALABOR O TITANIUM?**

Problemas de reproducción de la caracterización del encerado de la prótesis para reducir la dureza de la mezcla en aplicaciones en caliente (por ej., prensado en mufla)

#### **PT ...UTILIZAR INDURENT GEL COM ZETALABOR OU TITANIUM?**

Problemas na replicação da caracterização no enceramento da prótese devido à redução da dureza da mistura nas aplicações a quente (ex. Enchimento em mufla)

### **...YOU USE INDURENT LAB WITH ZETAPLUS SYSTEM WASHES?**

- The mixture will not have the right consistency for clinical use (e.g. risk of running)
- The dimensional stability declared according to ISO standards may not be guaranteed
- Biocompatibility for use in the mouth has not been tested: Indurent LAB is not a medical device

#### **IT ...SE USI INDURENT LAB CON I FLUIDI DI ZETAPLUS SYSTEM?**

Il miscelato non raggiunge la consistenza idonea all'utilizzo clinico (es. rischio di colare). La stabilità dimensionale dichiarata secondo le normative ISO non può essere garantita. Non è stata testata la biocompatibilità per l'utilizzo in bocca: Indurent LAB non è un medical device

#### **FR ... VOUS UTILISEZ INDURENT LAB AVEC LES FLUIDES DE ZETAPLUS SYSTEM ?**

Le mélange n'atteint pas la consistance adaptée à l'utilisation clinique (ex. risque de couler). La stabilité dimensionnelle déclarée selon les normes ISO ne peut pas être garantie. La biocompatibilité pour l'utilisation en bouche n'a pas été testée : Indurent LAB n'est pas un dispositif médical

#### **ES ...SE UTILIZA CATALIZADOR LAB CON LOS FLUIDOS DE ZETAPLUS SYSTEM?**

La mezcla no adquiere la consistencia adecuada para el uso clínico (por ej., riesgo de filtración). No se puede garantizar la estabilidad dimensional declarada según las normas ISO. No se ha probado la biocompatibilidad del producto para el uso en la boca; Indurent LAB no es un producto sanitario

#### **PT ...SE UTILIZAR INDURENT LAB COM OS FLUIDOS DE ZETAPLUS SYSTEM?**

A mistura não atinge a consistência adequada para a utilização clínica (ex. risco de gotejamento). A estabilidade dimensional declarada em conformidade com as normas ISO não pode ser garantida. Não foi testada a biocompatibilidade para a utilização na boca: o Indurent LAB não é um dispositivo médico