

Zeta 3 Soft

IT - INDICAZIONI PER L'USO: Disinfettante e detergente per superfici di dispositivi medici.

CONFEZIONI: Tanica da 2500 ml.

PRINCIPI ATTIVI: 100 g di Zeta 3 Soft e Soft Classic contengono 34,4 g di etanolo, 14 g di isopropanolo, tensioattivi non ionici, additivi, auxiliari ed acqua q.b. a 100 g.

CONTRAINDICAZIONI: Nessuna contraindennazione conosciuta.

AVVERTENZE: Si consiglia di provare sempre il prodotto su una zona limitata prima di procedere su tutta la superficie. Liquido e vapori infiammabili. Provoca grave irritazione oculare. In caso di contatto con gli occhi sciaccquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciaccquare. Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

Contente: (R)-P-MENTA-1,8-DIENE. Può provocare una reazione allergica. Se durante l'uso si verificano irritazioni, arrossamenti o altri segni di ipersensibilità, interromperne l'utilizzo e consultare un medico.

PRECAUZIONI: Indossare guanti, protezione per gli occhi e il viso. Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. Tenere lontano da fonti di calore, scintille, fiamme libere e superfici riscaldate. Non fumare. Tenere il recipiente ben chiuso. Evitare di disperdere il prodotto nell'ambiente e smaltire in conformità alle norme locali.

EFFETTI COLLATERALI: Non sono stati riscontrati effetti collaterali.

ISTRUZIONI PASSO-PASSO: Spruzzare direttamente o attraverso un panno sulla superficie da disinfezione. Strofinare accuratamente tutta la superficie da disinfezione prima della completa evaporazione del prodotto e lasciare asciugare.

SPECTRO D'AZIONE

Attività	Norme*	Tempi (minuti)
Virucida	EN 14476 (test su Poliovirus, Adenovirus, Norovirus, Parvovirus, inclusi HIV, HBV, HCV, H1N1)	1
Bactericida	EN 13727, EN 14561 (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae)	5
Lieviticida	EN 13624, EN 14562 (C. albicans)	5
Tubercolicida	EN 14348, EN 14563 (M. terrae)	5

*Test effettuati in condizioni di sporco.

OSSERVAZIONI IMPORTANTI: Le eventuali informazioni rilasciate in qualunque modo, anche durante le dimostrazioni, non rappresentano deroga delle istruzioni d'uso. L'operatore è tenuto a controllare se il prodotto è idoneo all'applicazione prevista. L'Azienda non potrà essere ritenuta responsabile dei danni, anche di terzi, che siano conseguenza del mancato rispetto delle istruzioni o dell'inidoneità all'applicazione e, comunque, nei limiti del valore dei prodotti forniti.

SOLO PER USO PROFESSIONALE

EN - INSTRUCTIONS FOR USE: Disinfectant and cleaner for medical device surfaces.

PACKS: 2500 ml container.

ACTIVE INGREDIENTS: 100 g of Zeta 3 Soft and Soft Classic contain 34,4 g ethanol, 14 g isopropanol, non-ionic surfactants, additives, auxiliaries and water to 100 g.

CONTRAINDICTIONS: No known contraindications.

WARNINGS: We always recommend testing the product on a small area before proceeding to treat the entire surface. Flammable liquid and vapours. Causes serious eye irritation. In the event of contact with eyes, rinse thoroughly for several minutes. Remove contact lenses if present and easy to do. Continue rinsing. If the eye irritation persists, consult a doctor.

Contains: (R)-P-MENTA-1,8-DIEN. May cause an allergic reaction. If irritation, reddening or other signs of hypersensitivity occur during use, stop using and consult a doctor.

PRECAUTIONS: Wear gloves and protect the eyes and face. Wash the hands thoroughly after use. Keep away from sources of heat, sparks, naked flame and hot surfaces. Do not smoke. Keep in a tightly-closed container. Do not dispose of the product in the environment; dispose in accordance with local laws and regulations.

SIDE EFFECTS: No side effects have been noted.

STEP-BY-STEP INSTRUCTIONS: Spray the product onto the surface to be disinfected directly or through a cloth. Wipe the entire surface to be disinfected thoroughly before the product has evaporated completely, then leave to dry.

SPECTRUM OF ACTION

Activity	Standards*	Time (minutes)
Virucidal	EN 14476 (tested on Poliovirus, Adenovirus, Norovirus, Parvovirus, including HIV, HBV, HCV, H1N1)	1
Bactericidal	EN 13727, EN 14561 (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae)	5
Lieviticidal	EN 13624, EN 14562 (C. albicans)	5
Tubercolicidal	EN 14348, EN 14563 (M. terrae)	5

*Tests performed in dirty conditions.

IMPORTANT NOTES: The instructions must be observed, irrespective of possible information given in any other way, including during demonstrations. It is the operator's responsibility to ensure that the product is suitable for the application in question. The Company is not liable for possible damage, including to third parties, deriving from failure to observe the instructions or inappropriate use of the product and in any case within the limits of the value of the products supplied.

FOR PROFESSIONAL USE ONLY

FR - DOMAINE D'UTILISATION: Désinfectant et nettoyant pour surfaces de dispositifs médicaux.

CONDITIONNEMENT: Bidon de 2500 ml.

PRINCIPES ACTIFS: 100 g de Zeta 3 Soft et Soft Classic contiennent 34,4 g d'éthanol, 14 g d'isopropanol, tensioactifs non ioniques, additifs, auxiliaires et eau q.s. à 100 g.

CONTRÉ-INDICATIONS: Aucune contre-indication connue.

PRÉCAUTIONS: Il est conseillé de toujours tester le produit sur une petite zone avant de l'appliquer sur toute la surface. Liquide et vapeurs inflammables. Provoque une sévère irritation des yeux. En cas de contact avec les yeux rincer avec précaution pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation persiste consulter un médecin.

Content: (R)-P-MENTA-1,8-DIENE. Peut provoquer une réaction allergique. En cas d'irritations, rougeurs ou d'autres signes d'hyper sensibilité lors de l'utilisation, arrêter d'utiliser le produit et

consulter un médecin.

PRÉCAUTIONS: Porter des gants, un appareil de protection des yeux et du visage. Se laver soigneusement les mains après l'utilisation. Tenir éloigné de toute source de chaleur, étincelles, flammes nues et surfaces chaudes. Ne pas fumer. Conserver le réipient bien fermé. Éviter de disperser le produit dans la nature et l'éliminer conformément aux normes locales.

CONTRAINDICTION: N'existait pas de contre-indication connue.

AVVERTENZE: Si consiglia di provare sempre il prodotto su una zona limitata prima di procedere su tutta la superficie. Liquido e vapori infiammabili. Provoca grave irritazione oculare. In caso di contatto con gli occhi sciaccquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciaccquare. Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

Contente: (R)-P-MENTA-1,8-DIENE. Può provocare una reazione allergica. Se durante l'uso si verificano irritazioni, arrossamenti o altri segni di ipersensibilità, interromperne l'utilizzo e consultare un medico.

PRECAUZIONI: Indossare guanti, protezione per gli occhi e il viso. Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. Tenere lontano da fonti di calore, scintille, fiamme libere e superfici riscaldate. Non fumare. Tenere il recipiente ben chiuso. Evitare di disperdere il prodotto nell'ambiente e smaltire in conformità alle norme locali.

EFFECTI COLLATERALI: Non sono stati riscontrati effetti collaterali.

ISTRUZIONI PASSO-PASSO: Spruzzare direttamente o attraverso un panno sulla superficie da disinfezione. Strofinare accuratamente tutta la superficie da disinfezione prima della completa evaporazione del prodotto e lasciare asciugare.

SPECTRE D'AZIONE

Activité	Norme*	Temps (minutes)
Virucida	EN 14476 (test sur Poliovirus, Adenovirus, Norovirus, Parvovirus, inclusi HIV, HBV, HCV, H1N1)	1
Bactericida	EN 13727, EN 14561 (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae)	5
Lieviticida	EN 13624, EN 14562 (C. albicans)	5
Tubercolicida	EN 14348, EN 14563 (M. terrae)	5

*Tests durchgeführt in schmutzigen Bedingungen.

INSTRUCTIONS PAS À PAS: Vaporiser le produit directement sur la surface à désinfecter ou sur une lavette. Frotter énergiquement toute la surface à désinfecter avant évaporation complète du produit et laisser sécher.

POUR VOUS SEULEMENT

ALLEN VOOR BEROEPSMATIG GEBRUIK

MONO ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Die zu desinfizierende Fläche sorgfältig abreiben, bevor das Produkt vollständig verdampft ist, und trocken lassen.

WIRKUNGSSPEKTRUM

Wirkungsart	Normen*	Zeiten (Minuten)
Viruzid	EN 14476 (getestet gegen Poliovirus, Adenovirus, Norovirus, Parvovirus, einschließlich HIV, HBV, HCV, H1N1)	1
Bakterizid	EN 13727, EN 14561 (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae)	5
Lievitizid	EN 13624, EN 14562 (C. albicans)	5
Tubercolizid	EN 14348, EN 14563 (M. terrae)	5

*Tests durchgeführt in schmutzigen Bedingungen.

INSTRUCTIONS PAS À PAS: Vaporiser le produit directement sur la surface à désinfecter ou sur une lavette. Frotter énergiquement toute la surface à désinfecter avant évaporation complète du produit et laisser sécher.

POELDÉRÉS KÖNYV

MONO ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

BELANGRIKE OPMERKINGEN: Eventuele informatie die op enigerlei wijze wordt verstrekt, ook tijdens demonstraties, impliciert geen opheffing van de gebruiksaanwijzingen. De gebruiker dient te controleren of het product geschikt is voor de beoogde toepassing. De Onderneming kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, ook welke door de omsverplaatsing van de gebruiksaanwijzingen of ongeschiktheid voor de toepassing in sommige gevallen kunnen ontstaan.

DA - DRUGSANVISNINGER: Desinficerings- og rengøringsmiddel til overflader på medicinsk udstyr.

PAKNINGER: Beholderen med 2500 ml.

AKTIVE STOFFER: 100 g Zeta 3 Soft og Soft Classic indeholder 34,4 g ethanol, 14 g isopropanol, non-ioniske overfladeaktive stoffer, hjælpemidstoffer og vand på 100.

KONTROINDIKATIONER: Der findes ingen kendte kontroindikationer.

ADVARSLER: Produktet bør altid anvendes på en begrænset overflade, for det anvendes på hele overflader. Brændbar væske og brændbare damp. Forårsager alvorlige øjenirritationer. I tilfælde af kontakt skal du skylle øjnene omhyggeligt i flere minutter. Hvis du bruger kontaktlinser, skal du om muligt tage dem ud. Bliv ved med at skylle øjnene. Du skal også læge øje, hvis øjenirritationen vedværtar. Vedværtende behandling er vedværende kontaktlinser.

INSTRUKTIONER PÅ BÅND: Desinficerer ikke overfladerne.

ALLEN VOOR BEROEPSMATIG GEBRUIK

MONO ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Hraniti ločeno od virov topote, isker, odpregre ognja in vročih površin. Ne kaditi. Hraniti in tesno zapri.

NEŽELJENI UČINKI: Neželeni učinki niso bili ugotovljeni.

NAVODILA PO KORAKIH Napršite izdelek neposredno ali s krpou na površino za dezinfekcijo. Temeljito obrišite celotno površino za dezinfekcijo, preden izdelek posveti hlapu, in pustite, da se osuši.

PODRÓČJE DELOVANJA

Aktivnost **Standard*** **Cas (minut)**

Aktivnost	Standard*	Cas (minut)
Virucid	EN 14476 (test på Poliovirus, Adenovirus, Norovirus, Parvovirus, inklusive HIV, HBV, HCV, H1N1)	1
Baktericid	EN 13727, EN 14561 (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae)	5
Lieviticid	EN 13624, EN 14562 (C. albicans)	5
Tubercolicid	EN 14348, EN 14563 (M. terrae)	5

*Tests durchgeführt in schmutzigen Bedingungen.

FAKTURĀ UWAGI: Eventualne informacije uzyskane w jakikolwiek sposobie, również nie zastępują instrukcji obsługi. Operator jest zobowiązany do sprawdzenia cy produktu nadaje się do wykorzystania, niezależnie od tego, w jakim zakresie wartości produktów gotowych.

SPEKTRUM DZIAŁANIA

Działalna **Normy*** **Czas (minuty)**

Działalna	Normy*	Czas (minuty)

</tbl