

Zeta 3 Soft

IT - INDICAZIONI PER L'USO: Disinfettante e detergente per superfici di dispositivi medici.

CONFEZIONI: Tanga da 2500 ml

PRINCIPI ATTIVI: 100 g di Zeta 3 Soft e Soft Classic contengono 34,4 g di etanolo, 14 g di isopropanolo, tensioattivi non ionici, additivi, ausiliari e acqua q.b. a 100 g.

CONTRAINDICAZIONI: Nessuna controindicazione conosciuta.

AVVERTENZE: Si consiglia di provare sempre il prodotto su una zona limitata prima di procedere su tutta la superficie. Liquido e vapori infiammabili. Provoca grave irritazione oculare. In caso di contatto con gli occhi sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lena a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

Contiene: (R)-P-MENTA-1,8-DIENE. Può provocare una reazione allergica. Se durante l'uso si verificano irritazioni, arrossamenti o altri segni di ipersensibilità, interrompere l'utilizzo e consultare un medico.

PRECAUZIONI: Indossare guanti, protezione per gli occhi e il viso. Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. Tenere lontano da fonti di calore, scintille, fiamme libere e superfici riscaldate. Non fumare. Tenere il recipiente ben chiuso. Evitare di disperdere il prodotto nell'ambiente e smaltire in conformità alle norme locali.

EFFETTI COLLATERALI: Non sono stati riscontrati effetti collaterali.

ISTRUZIONI PASSO-PASSO: Spruzzare direttamente il prodotto sulla superficie da disinfettare. Strofinare accuratamente tutta la superficie da disinfettare prima della completa evaporazione del prodotto e lasciare asciugare.

SPETTO D'AZIONE

Efficacia (microorganismi)	Norma di riferimento <i>Test effettuati in condizioni d'uso</i>	Tempo di contatto (minuti)
Battericida (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae)	EN 13727, EN 17387, EN 13697**, EN 14561	5
Leviticida (C. albicans)	EN 13624, EN 17387, EN 13697, EN 14562	5
Tuberculocida (M. terreae)	EN 14348, EN 14563	5
Viruscida vs. virus incapsulati (Inclusivo HIV, HBV, HCV)	EN 14476, EN 16777	3

** test effettuato su S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae, E. coli

OSSERVAZIONI IMPORTANTI: Le eventuali informazioni rilasciate in qualunque modo, anche durante le dimostrazioni, non rappresentano deroga delle istruzioni di uso. L'operatore è tenuto a controllare se il prodotto è idoneo all'applicazione prevista. L'Azienda non potrà essere ritenuta responsabile dei danni, anche di terzi, che siano conseguenza del mancato rispetto delle istruzioni o dell'inedoneità all'applicazione e, comunque, nei limiti del valore dei prodotti forniti.

SOLO PER USO PROFESSIONALE

EN - INSTRUCTIONS FOR USE: Disinfectant and cleaner for medical device surfaces.

PACKS: 2500 ml container

ACTIVE INGREDIENTS: 100 g of Zeta 3 Soft and Soft Classic contain 34.4 g ethanol, 14 g isopropanol, non-ionic surfactants, additives, auxiliaries and water to 100 g.

CONTRAINDICATIONS: No known contraindications.

WARNINGS: We always recommend testing the product on a small area before proceeding to treat the entire surface. Flammable liquid and vapours. Causes serious eye irritation. In the event of contact with eyes, rinse thoroughly for several minutes. Remove contact lenses if present and easy to do. Continue rinsing. If the eye irritation persists, consult a doctor.

Contains: (R)-P-MENTHA-1,8-DIEN. May cause an allergic reaction. If irritation, reddening or other signs of hypersensitivity occur during use, stop using and consult a doctor.

PRECAUTIONS: Wear gloves and protect the eyes and face. Wash the hands thoroughly after use. Keep away from sources of heat, sparks, naked flames and hot surfaces. Do not smoke. Keep in a tightly-closed container. Do not dispose of the product in the environment; dispose in accordance with local laws and regulations.

SIDE EFFECTS: No side effects have been noted.

STEP-BY-STEP INSTRUCTIONS: Spray directly on the surface to be disinfected. Wipe the entire surface to be disinfected thoroughly before the product has evaporated completely, then leave to dry.

SPECTRUM OF ACTION

Effectiveness (microorganisms)	Reference standard <i>Tests carried out in dirty conditions</i>	Contact time (minutes)
Bactericidal (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae)	EN 13727, EN 17387, EN 13697**, EN 14561	5
Yeasticidal (C. albicans)	EN 13624, EN 17387, EN 13697, EN 14562	5
Tuberculocidal (M. terreae)	EN 14348, EN 14563	5
Virucidal against enveloped viruses (Inclusivo HIV, HBV, HCV)	EN 14476, EN 16777	3

** tested on S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae, E. coli

IMPORTANT NOTES: The instructions must be observed, irrespective of possible information given in any other way, including during demonstrations. It is the operator's responsibility to ensure that the product is suitable for the application in question. The Company is not liable for possible damage, including to third parties, deriving from failure to observe the instructions or inappropriate use of the product and in any case within the limits of the value of the products supplied.

FOR PROFESSIONAL USE ONLY

FR - DOMAINE D'UTILISATION: Désinfectant et nettoyant pour surfaces de dispositifs médicaux.

CONTINENCEMENT: Bidon de 2500 ml

PRINCIPES ACTIFS: 100 g de Zeta 3 Soft e Soft Classic contiennent 34,4 g d'éthanol, 14 g d'isopropanol, tensioactifs non ioniques, additifs, auxiliaires et eau q.s. à 100 g.

CONTRE-INDICATIONS: Aucune contre-indication connue.

PRÉCAUTIONS: Il est conseillé de toujours tester le produit sur une petite zone avant de l'appliquer sur toute la surface. Liquide et vapeurs inflammables. Provoque une sévère irritation des yeux. En cas de contact avec les yeux rincer avec précaution pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation persiste consulter un médecin.

Contient: (R)-P-MENTHA-1,8-DIÈNE. Peut provoquer une réaction allergique. En cas d'irritations, interrompre l'utilisation et consulter un médecin.

rougeurs ou d'autres signes d'hypersensibilité lors de l'utilisation, arrêter d'utiliser le produit et consulter un médecin.

PRÉCAUTIONS: Porter des gants, un appareil de protection des yeux et du visage. Se laver soigneusement les mains après l'utilisation. Tenir éloigné de toute source de chaleur, étincelles, flammes nues et surfaces chaudes. Ne pas fumer. Conserver le récipient bien fermé. Éviter de disperser le produit dans la nature et l'éliminer conformément aux normes locales.

EFFETS COLLATÉRAUX: Aucun effet collatéral n'a été constaté.

INSTRUCTIONS PAS À PAS: Pulvériser le produit directement sur la surface à désinfecter. Frotter énergiquement toute la surface à désinfecter avant évaporation complète du produit et laisser sécher.

SPECTRE D'ACTIVITÉ

Effcacité (microorganismes)	Norme de référence <i>Tests réalisés dans des conditions de saleté</i>	Temps de contact (minutes)
Bactéricide (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae)	EN 13727, EN 17387, EN 13697**, EN 14561	5
Levanticide (C. albicans)	EN 13624, EN 17387, EN 13697, EN 14562	5
Tuberculocide (M. terreae)	EN 14348, EN 14563	5
Viruscide contre virus enveloppés (y compris HIV, HBV, HCV)	EN 14476, EN 16777	3

** test effectué sur S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae, E. coli

OBSERVATIONS IMPORTANTES: Les informations éventuellement données, de quelque manière que ce soit, y compris au cours des démonstrations, ne remplacent pas les instructions d'emploi. L'opérateur est tenu de contrôler si le produit est adapté à l'application prévue. L'entreprise ne pourra être tenue pour responsable des dommages, y compris causés à des tiers, dus au non-respect des instructions ou à l'utilisation d'un produit non adapté et, dans tous les cas, dans la limite de la valeur des produits fournis.

POUR USAGE PROFESSIONNEL UNIQUEMENT

ES - INDICACIONES PARA EL USO: Desinfectante y detergente para superficies de dispositivos médicos.

ENVASES: Bidón de 2500 ml

PRINCIPIOS ACTIVOS: 100 g de Zeta 3 Soft y Soft Classic contienen 34,4 g de etanol, 14 g de isopropanol, tensioactivos no iónicos, aditivos, auxiliares y agua suficiente para alcanzar los 100 g.

CONTRAINDICACIONES: No se conocen contraindicaciones.

ADVERTENCIAS: Se aconseja probar siempre el producto en una zona limitada antes de usarlo en toda la superficie. Líquidos y vapores inflamables. Provoca graves irritaciones oculares. En caso de contacto con los ojos, enjuague metulosamente durante mucho tiempo. Quitese las lentillas si es posible. Siga aclarando. Si la irritación de los ojos persiste, consulte a un médico.

Contiene: (R)-P-MENTA-1,8-DIENE. Puede provocar una reacción alérgica. En caso de producirse irritaciones, rojeces u otros signos de hipersensibilidad durante el uso, interrumpa el uso y consulte a un médico.

PRECAUCIONES: Se han de usar g uantes, protección para los ojos y la cara. Las manos se han de lavar metulosamente después del uso. Mantenga alejado de fuentes de calor, chispas, llamas libres y superficies calientes. No fumar. Mantenga el recipiente perfectamente cerrado. El producto no se ha de tirar, debe eliminarse en cumplimiento de las normas locales.

EFECTOS COLATERALES: No se han detectado efectos colaterales.

INSTRUCCIONES PASO A PASO: Pulverice directamente el producto sobre la superficie a desinfectar. Frote metulosamente toda la superficie a desinfectar antes de la evaporación completa del producto y deje secar.

CAMPO DE ACCIÓN

Éficacia (microorganismos)	Normativa de referencia <i>Pruebas realizadas en condiciones de suciedad</i>	Tiempo de contacto (minutos)
Bactericida (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae)	EN 13727, EN 17387, EN 13697**, EN 14561	5
Levaduricida (C. albicans)	EN 13624, EN 17387, EN 13697, EN 14562	5
Tuberculicida (M. terreae)	EN 14348, EN 14563	5
Virusida vs. virus envueltos (Inclusivos VIH, VHB, HCV)	EN 14476, EN 16777	3

* prueba realizada en S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae, E. coli

OBSERVACIONES IMPORTANTES: La información facilitada en cualquier modo, también durante las demostraciones, no deroga las instrucciones de uso. El operador ha de controlar la idoneidad del producto para la aplicación contemplada. La Empresa queda eximida de los daños, también causados a terceros, imputables al incumplimiento de las instrucciones o a la no idoneidad e la aplicación y, siempre, dentro de los límites del valor de los productos suministrados.

SOLAMENTE PARA USO PROFESIONAL

DE - GEBRAUCHSANLEITUNG: Desinfektions- und Reinigungsmittel für Oberflächen von Medizinprodukten.

PACKUNGEN: 2500 ml kanister

WIRKSTOFFE: 100 g Zeta 3 Soft und Soft Classic enthalten 34,4 g Ethanol, 14 g Isopropanol, nicht-ionische Tenside, Additive, Hilfsstoffe und Wasser.

GEGENANZEIGEN: Keine Gegenanzeige bekannt.

WARNHINWEISE: Es wird empfohlen, das Produkt an einer unauffälligen Stelle auszubprobieren, bevor es auf der ganzen Fläche verwendet wird. Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Verursacht ernste Augenreizung. Bei Kontakt mit den Augen einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Bei anhaltender Augenreizung ärztlichen Rat einholen. Enthält: (R)-P-MENTHA-1,8-DIEN. Kann eine allergische Reaktion hervorrufen. Sollten beim Gebrauch Reizungen, Rötungen oder sonstige Zeichen der Überempfindlichkeit auftreten, das Produkt nicht mehr verwenden und einen Arzt aufsuchen.

VORSICHTSMASSNAHMEN: Handschuhe, Augen- und Gesichtsschutz tragen. Nach dem Gebrauch die Hände sorgfältig waschen. Fern von Wärmequellen, Funken, offenem Feuer und beheizten Flächen halten. Nicht rauchen. Den Behälter gut verschlossen halten. Das Produkt darf nicht in die Umwelt freigesetzt und muss entsprechend den örtlichen Vorschriften entsorgt werden.

NEBENWIRKUNGEN: Es wurden keine Nebenwirkungen festgestellt.

SCHRITT-FÜR-SCHRITT-ANLEITUNG: Das Produkt direkt auf die zu desinfizierende Fläche sprühen. Die zu desinfizierende Fläche sorgfältig abreiben, bevor das Produkt vollständig verdampft ist, und trocken lassen.

WIRKUNGSPEKTNUM

Wirksamkeit (Mikroorganismen)	Bezugsnorm <i>Tests durchgeführt in schmutzigen Bedingungen.</i>	Kontaktzeit (Minuten)
Bakterizid (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae)	EN 13727, EN 17387, EN 13697**, EN 14561	5
Levurozid (C. albicans)	EN 13624, EN 17387, EN 13697, EN 14562	5
Tuberkulizid (M. terreae)	EN 14348, EN 14563	5
Virusid vs. behüllte Viren (Inklusiv HIV, HBV, HCV)	EN 14476, EN 16777	3

* Test durchgeführt auf S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae, E. coli

WICHTIGE HINWEISE: Informationen jeder Art, auch während der Vorführungen, stellen keine Abweichung von der Gebrauchsanleitung dar. Der Anwender muss prüfen, ob das Produkt für die geplante Verwendung geeignet ist. Das Unternehmen haftet nicht für Schäden, auch nicht Dritter, die infolge der Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung oder ungeeigneter Verwendung entstanden sind, und nur im Rahmen des Werts der gelieferten Produkte.

NUR FÜR GEWERBLICHEN GEBRAUCH

PT - INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO: Desinfetante e detergente para superfícies de dispositivos médicos.

EMBALAGENS: Recipiente de 2500 ml

PRINCÍPIOS ATIVOS: 100 g de Zeta 3 Soft e Soft Classic contêm 34,4 g de etanol, 14 g de isopropanol, tensoativos não iónicos, aditivos, auxiliares e água q.b. a 100.

CONTRAINDICAÇÕES: Nenhuma contraindicação conhecida.

ADVERTÊNCIAS: É aconselhável experimentar sempre o produto numa zona limitada antes de proceder em toda a superfície. Líquido e vapores inflamáveis. Provoca irritação ocular grave. Em caso de contacto com os olhos, enxaguar cuidadosamente durante bastantes minutos. Retirar eventuais lentes de contacto, se for fácil fazê-lo. Continuar a enxaguar. Se a irritação nos olhos persistir, consultar um médico.

Contém: (R)-P-MENTA-1,8-DIENE. Pode provocar uma reação alérgica. Se, durante a utilização, ocorrerem irritações, vermelhidões ou outros sinais de hipersensibilidade, interromper a utilização e consultar um médico.

PRECAUÇÕES: Usar luvas, proteção para os olhos e para o rosto. Lavar bem as mãos após a utilização. Manter afastado de fontes de calor, físcas, chamas abertas e superfícies aquecidas. Não fumar. Manter o recipiente bem fechado. Não abandonar o produto no meio ambiente e eliminar de acordo com as normas locais.

EFEITOS COLATERAIS: Não foram encontrados efeitos colaterais.

INSTRUÇÕES PASSO-A-PASSO: Pulverizar diretamente na superfície a desinfectar. Estregar bem toda a superfície a desinfectar ante da total evaporação do produto e deixar secar.

ESPECTRO DE AÇÃO

Eficácia (micro-organismos)	Padrão de referência <i>Testes realizados em condições de insalubridade</i>	Tempo de contacto (minutos)
Bactericida (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae)	EN 13727, EN 17387, EN 13697**, EN 14561	5
Fungicida (C. albicans)	EN 13624, EN 17387, EN 13697, EN 14562	5
Tuberculicida (M. terreae)	EN 14348, EN 14563	5
Virusida conta virus envelopados (Inclusivo HIV, HBV, HCV)	EN 14476, EN 16777	3

* testado em S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae, E. coli

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: As eventuais informações fornecidas seja de que forma for, até mesmo durante as demonstrações, não constituem uma derrogação às instruções de utilização. O operador deve verificar se o produto é adequado à aplicação prevista. A Empresa não poderá ser considerada responsável por danos, inclusivamente de terceiros, que derivem do incumprimento das instruções ou da inadequação à aplicação e, em todo o caso, dentro dos limites do valor dos produtos fornecidos.

APENAS PARA USO PROFESSIONAL

NL - GEBRUIKSAANWIJZINGEN: Ontsmettingsmiddel en reinigingsmiddel voor oppervlaken van medische hulpmiddelen.

VERPAKINGEN: Tankje van 2500 ml

WERKZAME BESTANDDELEN: 100 g Zeta 3 Soft en Soft Classic bevat 34,4 g di ethanol, 14 g isopropanol, niet-ionische oppervlakte-actieve stoffen, additieven, hulpstoffen en water q.s. tot 100. **CONTRA-INDICATIES:** Geen enkele contra-indicatie is bekend.

WAARSCHUWINGEN: Men adviseert om het product altijd eerst op een kleine zone te testen alvorens het op het volledige oppervlak te gebruiken. Ontvlambare vloeistof en dampen. Verzoorzakt ernstige oogirritatie. Bij contact met de ogen gedurende enkele minuten grondig uitspoelen. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Als oogirritatie aanhoudt, een arts raadplegen. Bevat: (R)-P-MENTHA-1,8-DIEN. Kan allergische reacties veroorzaken. Als tijdens het gebruik irritatie, roodheid of andere tekenen van overgevoeligheid optreden, stoppen met het gebruik en een arts raadplegen.

VOORZORGEN: Handschoenen, oogbescherming en gelaatsbescherming dragen. De handen zorgvuldig wassen na het gebruik. Uit de buurt van warmtebronnen, vonken, open vlammen en hete oppervlakken houden. Niet roken. De recipient goed gesloten houden. Het product niet in het milieu lozen en volgens de plaatselijke voorschriften verwerken.

BIJWERKINGEN: Er zijn geen bekende bijwerkingen.

STAP VOOR STAP INSTRUCTIES: Rechtstreeks op het te desinfecteren oppervlak spuiten. Wrijf zorgvuldig over het volledige oppervlak dat ontsmet moet worden voordat het product volledig is verdampd en laat het opdrogen.

WERKINGSPECTRUM

Doeltreffendheid (micro-organismen)	Referentienorm <i>Onder welke omstandigheden aanbevolende tests</i>	Contacttijd (minuten)
Bacteriedodend (S.aureus, P.aeruginosa, E.hirae)	EN 13727, EN 17387, EN 13697**, EN 14561	5

Gistdodend (C.albicans)	EN 13624, EN 17387, EN 13697, EN 14562	5
Tuberculododend (M.terrae)	EN 14348, EN 14563	5
Virusdodend bij omhulde virussen (Inclusief HIV, HBV, HCV)	EN 14476, EN 16777	3

*getest op S.aureus, P.aeruginosa, E.hirae, E.coli

BELANGRIJKE OPMERKINGEN: Eventuele informatie die op enigerlei wijze wordt verstrekt, ook tijdens demonstraties, impliceert geen opheffing van de gebruiksaanwijzingen. De gebruiker dient te controleren of het product geschikt is vor de beoogde toepassing. De Onderneming kan niet aansprakelijk worden gesteld vor enige schade, ook welke door derden wordt geleden, die het gevolg is van veronachtzaming van de aanwijzingen of ongeschiktheid vor de toepassing en sowieso binnen de grenzen van de waarde van de geleverde producten.

ALLEN VOOR BEROEPSMATIG GEBRUIK

FI - KÄYTTÖOHJEET: Desinfiointiaine ja pesuaine lääkinnällisten laitteiden pintojen puhdistukseen. **PAKKAUKSET:** Sääliö, 2500 ml **VAIKUTTAVAT AINEET:** 100 g Zeta 3 Soft- ja Soft Classic -tuotetta sisältävät 34,4 g etanolia, 14 g isopropanolia, ionittomia pinta-aktiivisia aineita, lisäaineita, apuaineita ja vettä q.s., kunnes 100.

VASTA-AIHEET: Ei tunnettuja vasta-aiheita.

VAROITUKSET: Suositellaan aina kokeilemaan tuotetta rajoitetulla alueella ennen koko pinnan käsittelyä. Syytyä neste ja höyry. Ärsyttävä voimakkaasti silmiä. Jos tuotetta joutuu silmiin, huuhdo huolellisesti vedellä vauen minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Jos silmä-ärsytys jatkuu, hakeudu lääkäriin.

Sisältää: (R)-P-MENTA-1,8-DIENIEN. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Jos käytön aikana havaitaan ärsytystä, punoitusta tai muita herkimysoireita, keskeytä käyttö ja hakeudu lääkäriin. **VAROITAIHEET:** Käytä suojakäsineitä, silmiensuojainta ja kasvonsuojainta. Pese kädet huolellisesti käsitteilyn jälkeen. Suojaa lämmöltä, kipinöiltä, avotulta ja kuumilta pinoilta. Tupakointi kielletty. Säilytä tiiviisti suljetunna. Vältettävä päästämistä tuotetta ympäristöön ja hävitetävä paikallisten määräysten mukaisesti.

HAITTAVAIKUTUKSET: Ei ole havaittu haittavaikutuksia.

VAIHETTAISET OHJEET: Suihkuta suoraan desinfiointivalle pinnalle. Hankaa huolellisesti koko desinfiointiva pintaa ennen kuin tuote haihtuu kokonaan ja anna kuivua.

VAIKUTUSALUE

Tehokkuus (mikro-organismit)	Vitehevitys <i>Testit suoritettu likaisissa olosuhteissa</i>	Vaikutus aika (minuuttia)
Bakteriisia tappava (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae)	EN 13727, EN 17387, EN 13697**, EN 14561	5
Hiivaa tappava (C. albicans)	EN 13624, EN 17387, EN 13697, EN 14562	5
Tuberkulosidinen (M. terreae)	EN 14348, EN 14563	5
Virusicida tappava valppaisilla viruksilla vastaan (Inkluosin HIV, HBV, HCV)	EN 14476, EN 16777	3

**testattu seuraavilla: S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae, E. coli

TÄRKEITÄ HUOMAUTUKSIA: Mahdolliset missä tahansa muodossa annetut tiedot, myös esittely aikana, eivät muodosta poikkeusta käyttöohjeille. Käyttäjän vastuullisuus on tarkastaa, että tuote soveltuu suunnitellua käyttöä varten. Yritystä ei voida pitää vastuullisena, ei myöskään kolmansille osapuolille, vahingoista, jotka aiheutuvat ohjeiden noudattamatta jättämisestä tai käytön sopimattomuudesta ja joka tapauksessa se rajoittuu toimitettujen tuotteiden arvoon.

VAIN AMMATIKÄYTTÖÖN.

EL - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Απολυμαντικό και καθαριστικό για επιφάνειες ιατρικών εργαλείων e εξοπλισμού. **ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ:** δεξαμενή των 2500 ml

ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: 100 g Zeta 3 Soft και Soft Classic περιέχουν 34,4 g αιθανόλης, 14 g ισοπροπανόλης, μη ιονικά ταισενάγια, προσθετα, έκδοχα και νερό έως τα 100.

ΑΝΤΕΝΔΙΩΣΕΙΣ: Κανένα γνωστό αντιένδειξη.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: Συνιστάται να δοκιμάζετε πάντα το προϊόν σε περιορισμένη περιοχή πριν χρησιμοποιήστε με ολόκληρη την επιφάνεια. Εύφλεκτο υγρό και ατμοί. Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρξουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να φοράτε γυαλιά. Εάν δεν υποχωρήσει ο οφθαλμικός ερεθισμός, συμβουλευθείτε γιατρό.

Περιέχει: (R)-P-MENTA-1,8-DIENE. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Εάν κατά τη διάρκεια της χρήσης προκληθούν ερεθισμοί, ερυθρότητα ή άλλα σημάδια υπερευαισθησίας, διακόψτε τη χρήση και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/Μείσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο. Πλύνετε καλά τα χέρια μετά τη χρήση. Μακριά από εστίες θερμότητας, σπινθήρες, ακάλυπτες φλόγες και θερμές επιφάνειες. Μην καπνίζετε. Το δοχείο να διατηρείται ερμητικά κλεισμένο. Αποφεύγετε τη διασπορά του προϊόντος στο περιβάλλον και τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς διάθεσης. **ΠΑΡΕΝΧΕΙΡΕΙΣ:** Φυλάξτε απειθαίρετα στην επιφάνεια για απολύμανση. Τρίψτε καλά όλη την επιφάνεια για απολύμανση πριν ελαττώσετε πλήρως το προϊόν και αφήστε το να στεγνώσει.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Αποτελεσματικότητα (μικροοργανισμοί)	Πρώτο αναφορά <i>Οι δοκιμές διεξήχθησαν σε συνθήκες βρωμίας</i>	Χρόνος επαφής (λεπτά)
Βακτηριοκτόνο (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae)	EN 13727, EN 17387, EN 13697**, EN 14561	5
Ζυμομητακτόνο (C. albicans)	EN 13624, EN 17387, EN 13697, EN 14562	5
Φυ		