

SYSTEM

zetaplus



Clinical

C-Silicone Impression Material

Zhermack 
Dental

zetaplus system

Soluzioni per ogni situazione clinica.

ZHERMACK conferma il successo di **ZETAPLUS SYSTEM**.

ZETAPLUS SYSTEM, apprezzato in tutto il mondo da 25 anni, ha mantenuto nel tempo elevate performance cliniche ed un'affidabilità costante per raggiungere il miglior risultato protesico.

zetaplus

zetaplus soft

oranwash L

thixoflex M

oranwash VL

RIDUZIONE DEL MARGINE D'ERRORE

› **Contrasto cromatico evidente** per una **diminuzione del rischio d'errore** con conseguente **risparmio di tempo e materiale**.

REATTIVITÀ BILANCIATA

- › **Rapporto ideale** tra tempo di lavorazione e tempo di indurimento (effetto **snap-set**).
- › **Dosaggio ottimale** del catalizzatore che aumenta il tempo utile di lavoro diminuendo la contrazione dell'impronta.

EFFETTO "FLOW CONDITIONING"

› Aumento della **scorrevolezza, estrema stabilità dimensionale** garantita dalle cariche sferoidali ad alta attività SAS (Synthetic Amorphous Silicas).

zetaplus system

Effetto “flow conditioning” per un'impronta ad alta definizione.

ZETAPLUS CON ORANWASH L E THIXOFLEX M

ZETAPLUS, scorrevolezza iniziale e rigidità finale

L'effetto “flow conditioning” favorisce la **scorrevolezza** del materiale e **riduce la compressione** delle mucose. **ZETAPLUS** è il **putty** che, per la sua **rigidità finale**, viene consigliato per la tecnica della doppia impronta.

ORANWASH L, idrofilia e fluidità

Il silicone **light idrofilo, fluido** e **altamente scorrevole**, adatto per la tecnica della doppia impronta.

THIXOFLEX M, tissotropia, scorrevolezza e idrofilia

Il silicone **light, tissotropico** e particolarmente **scorrevole** che garantisce una precisa **lettura dei dettagli** in ambiente umido grazie alla sua **accentuata idrofilia**. Risulta indicato per la tecnica simultanea.



Semplice da miscelare per effetto “flow conditioning”



Scorrevolezza nel solco gengivale

ZETAPLUS SOFT CON ORANWASH VL

ZETAPLUS SOFT, scorrevolezza ed elasticità


Il silicone **putty, scorrevole** ed **elastico**, adatto ad ogni situazione clinica, risulta particolarmente consigliato per la tecnica simultanea.



Rigidità ottimale

ORANWASH VL, idrofilia ed elevata fluidità

Il silicone **very light, idrofilo** e **altamente scorrevole**, adatto a tutte le tecniche d'impronta.



Idrofilia dopo 1 minuto




Scorrevolezza nella lavorazione

indurent gel e zetaplus system

Il contrasto cromatico ideale.

Il catalizzatore **INDURENT GEL** garantisce una **miscelazione omogenea** sia per l'impiego **con i putty**, sia **con i fluidi** di **ZETAPLUS SYSTEM**.

Rapporto ideale tra tempo di lavorazione e tempo di indurimento




Effetto SNAP-SET (*zetaplus - zetaplus soft*)

Effetto SNAP-SET (*oranwash VL – oranwash L*)

| DATI TECNICI | ZETAPLUS | ZETAPLUS SOFT | ORANWASH VL | ORANWASH L | THIXOFLEX M |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Tempo di miscelazione | 30 sec. |
| Tempo totale di lavorazione | 1 min. 15 sec. | 1 min. 15 sec. | 1 min. 30 sec. | 1 min. 30 sec. | 2 min. |
| Permanenza nel cavo orale | 3 min. 15 sec. | 3 min. 15 sec. | 3 min. 30 sec. | 3 min. 30 sec. | 3 min. 30 sec. |
| Tempo di presa | 4 min. 30 sec. | 4 min. 30 sec. | 5 min. | 5 min. | 5 min. 30 sec. |
| Deformazione alla compressione (min/max) | 2% - 5% | 2% - 5% | 2% - 8% | 2% - 8% | 2% - 8% |
| Recupero elastico | > 98% | > 98% | > 99% | > 99% | > 99% |
| Stabilità dimensionale | < -0,2% | < -0,2% | < -0,7% | < -0,7% | < -0,7% |

Performance *ZETAPLUS SYSTEM*

A close-up photograph of a dental tooth preparation. The tooth is light-colored, and a Zhermack Zetaplus system filling is applied. The filling is a light, translucent color, matching the tooth's natural shade. The filling is applied in a way that it flows into the preparation, creating a smooth, seamless transition between the filling and the tooth. The background is a soft, out-of-focus orange and yellow gradient.

zetaplus system
Affidabile in ogni situazione.

Zhermack 
Dental

SYSTEM**zetaplus****Embalagem**

| | |
|-----------------------|---|
| C100600 ZETAPLUS | 1 barattolo da 900 ml/1.5 Kg + misurino |
| C100312 ZETAPLUS | 1 barattolo da 1800 ml/3 Kg + misurino |
| C100610 ZETAPLUS SOFT | 1 barattolo da 900 ml/1.5 Kg + misurino |
| C100612 ZETAPLUS SOFT | 1 barattolo da 1800 ml/3 Kg + misurino |
| C100650 ORANWASH VL | 1 tubo da 140 ml |
| C100660 ORANWASH L | 1 tubo da 140 ml |
| C100670 THIXOFLEX M | 1 tubo da 140 ml |

Catalizzatori

| | |
|----------------------|------------------------|
| C100700 INDURENT GEL | 1 tubo da 60 ml in gel |
|----------------------|------------------------|

Apparecchiature

| | |
|---------------------|--|
| C303230 ALGHAMIX II | Mescolatore automatico per siliconi e alginati |
|---------------------|--|

Accessori

| | |
|---------|---|
| C207200 | Spatola per siliconi in acciaio inox, laminata, sterilizzabile. conf. 1 spatola |
| C303020 | Blocco di miscelazione da 15 fogli |
| C303030 | Disco per siliconi con 3 blocchi di miscelazione per Alghamix |
| C207201 | Blocco di miscelazione per Alghamix da 20 fogli |
| D510010 | Putty cut |

BRANCHES**GERMANY**

Zhermack GmbH Deutschland
 Öhlmühle 10 - D-49448 Marl

T +49 (0) 54 43 / 20 33 - 0
 F +49 (0) 54 43 / 20 33 - 11
 info@zhermack.de
 www.zhermack.de

POLAND

Zhermapol Sp. z o.o.
 ul. Augustówka 14
 02 - 981 Warszawa - Polska

T +48 22 858 82 72
 +48 22 292 71 17
 F +48 22 642 07 14
 biuro@zhermack.com
 www.zhermapol.pl

USA

Zhermack Inc.
 P.O. Box 4195, River Edge
 New Jersey 07661 - 4195

T +1 (877) 819 6206
 +1 (732) 389 8540
 F +1 (732) 389 8543
 info@zhermackusa.com
 www.zhermackusa.com