

hydrorise

hydrorise

hydrorise

Hydrorise e Modulmix: la combinazione perfetta.

Il sistema HYDRORISE si completa con il nuovo miscelatore automatico MODULMIX e le cartucce in rapporto 5:1, studiati e brevettati da ZHERMACK per offrire ai professionisti la massima flessibilità e comodità.

Modularità

È possibile collegare più miscelatori MODULMIX in linea, **utilizzando contemporaneamente diversi materiali** (putty, heavy body, monophase, alginate replacement).



Nuova cartuccia 5:1

Il formato maxi da 380 ml è disponibile nella nuova cartuccia, studiata per essere abbinata a MODULMIX è compatibile con tutti i miscelatori automatici 5:1 presenti sul mercato.

- Semplice da montare e **subito pronta all'uso.**
- Nuovo puntale dinamico/statico per una miscelazione perfetta che **non surriscalda il materiale e riduce lo spreco del 20%***.
- Nuovo blocco puntale per un **fissaggio rapido e sicuro.**



*Fonte: dati interni Zhermack

Doppia velocità

Premendo un solo pulsante si può selezionare la velocità e **modulare l'erogazione del materiale secondo le proprie necessità.**

Design moderno e personalizzabile

La linea compatta e funzionale garantisce **ingombri ridotti sia nell'utilizzo a banco che a parete.**

Qualità di miscelazione

Il perfetto dosaggio tra i componenti garantisce una **miscelazione omogenea.**



Confezionamenti

| | | |
|---------|----------------------------------|---|
| C207000 | HYDRORISE LIGHT NORMAL SET | 2 cartucce da 50 ml + 12 puntali di miscelazione gialli |
| C207001 | HYDRORISE LIGHT FAST SET | 2 cartucce da 50 ml + 12 puntali di miscelazione gialli |
| C207002 | HYDRORISE EXTRA LIGHT NORMAL SET | 2 cartucce da 50 ml + 12 puntali di miscelazione gialli |
| C207003 | HYDRORISE EXTRA LIGHT FAST SET | 2 cartucce da 50 ml + 12 puntali di miscelazione gialli |
| C207004 | HYDRORISE REGULAR NORMAL SET | 2 cartucce da 50 ml + 12 puntali di miscelazione rosa |
| C207005 | HYDRORISE REGULAR FAST SET | 2 cartucce da 50 ml + 12 puntali di miscelazione rosa |
| C207006 | HYDRORISE MONOPHASE NORMAL SET | 2 cartucce da 50 ml + 6 puntali di miscelazione rosa |
| C207007 | HYDRORISE MONOPHASE FAST SET | 2 cartucce da 50 ml + 6 puntali di miscelazione rosa |
| C207008 | HYDRORISE HEAVY BODY NORMAL SET | 2 cartucce da 50 ml + 6 puntali di miscelazione verdi |
| C207009 | HYDRORISE HEAVY BODY FAST SET | 2 cartucce da 50 ml + 6 puntali di miscelazione verdi |
| C207010 | HYDRORISE PUTTY NORMAL SET | 2 barattoli (Base + Catalyst) da 300 ml |
| C207011 | HYDRORISE PUTTY FAST SET | 2 barattoli (Base + Catalyst) da 300 ml |

| | | |
|---------|--------------------------------------|--|
| C207040 | HYDRORISE MAXI MONOPHASE NORMAL SET | 2 cartucce da 380 ml + 15 puntali di miscelazione dinamico-statici + 2 blocco puntale + 1 siringa per elastomeri + 15 puntali intraorali |
| C207041 | HYDRORISE MAXI MONOPHASE FAST SET | 2 cartucce da 380 ml + 15 puntali di miscelazione dinamico-statici + 2 blocco puntale + 1 siringa per elastomeri + 15 puntali intraorali |
| C207042 | HYDRORISE MAXI HEAVY BODY NORMAL SET | 2 cartucce da 380 ml + 15 puntali di miscelazione dinamico-statici + 2 blocco puntale |
| C207043 | HYDRORISE MAXI HEAVY BODY FAST SET | 2 cartucce da 380 ml + 15 puntali di miscelazione dinamico-statici + 2 blocco puntale |
| C207044 | HYDRORISE MAXI PUTTY NORMAL SET | 2 cartucce da 380 ml + 15 puntali di miscelazione dinamico-statici + 2 blocco puntale |
| C207045 | HYDRORISE MAXI PUTTY FAST SET | 2 cartucce da 380 ml + 15 puntali di miscelazione dinamico-statici + 2 blocco puntale |

| | | |
|---------|--------------------------------------|---|
| C207060 | HYDRORISE MAXI MONOPHASE NORMAL SET | 6 cartucce da 380 ml + 2 blocco puntale + 3 siringhe per elastomeri + 45 puntali intraorali |
| C207061 | HYDRORISE MAXI MONOPHASE FAST SET | 6 cartucce da 380 ml + 2 blocco puntale + 3 siringhe per elastomeri + 45 puntali intraorali |
| C207062 | HYDRORISE MAXI HEAVY BODY NORMAL SET | 6 cartucce da 380 ml + 2 blocco puntale |
| C207063 | HYDRORISE MAXI HEAVY BODY FAST SET | 6 cartucce da 380 ml + 2 blocco puntale |
| C207064 | HYDRORISE MAXI PUTTY NORMAL SET | 6 cartucce da 380 ml + 2 blocco puntale |
| C207065 | HYDRORISE MAXI PUTTY FAST SET | 6 cartucce da 380 ml + 2 blocco puntale |

Accessori

| | | |
|---------|----------------------------|--|
| C205530 | DYNAMIC-STATIC MIXING TIPS | Puntali di miscelazione dinamico-statici (50 pz) |
| C205540 | MIXING TIP LOCKERS | Blocco puntale Zhermack (2 pz) |
| C202080 | MIXING TIPS STANDARD | Puntali di miscelazione verdi (48 pz) |
| C202070 | MIXING TIPS SMALL | Puntali di miscelazione gialli (48 pz) |
| C205500 | MIXING TIPS MEDIUM | Puntali di miscelazione rosa (48 pz) |
| C202090 | ORAL TIPS | Puntali intraorali gialli (48 pz) |
| C202100 | DISPENSER D2 | Dispenser D2 -1:1 |
| C700025 | UNIVERSAL TRAY ADHESIVE | - 1 flacone da 10 ml |

Apparecchiature

| | | |
|---------|-----------|--------------------------------|
| C309030 | MODULMIX* | Miscelatore automatico 230V |
| C309031 | MODULMIX* | Miscelatore automatico 230V UK |
| C309035 | MODULMIX* | Miscelatore automatico 115V |

*Per l'elenco completo degli accessori Modulmix visita www.zhermack.com

BRANCHES

GERMANY
Zhermack GmbH Deutschland
Öhlmühle 10 - D-49448 Marl
T +49 (0) 54 43 / 20 33 - 0
F +49 (0) 54 43 / 20 33 - 11
info@zhermack.de
www.zhermack.de

POLAND
Zhermapol Sp. z o.o.
ul. Augustówka 14
02 - 981 Warszawa - Polska
T +48 22 858 82 72
+48 22 292 71 17
F +48 22 642 07 14
biuro@zhermack.com
www.zhermapol.pl

USA
Zhermack Inc.
P.O. Box 4195, River Edge
New Jersey 07661 - 4195
T +1 (877) 819 6206
+1 (732) 389 8540
F +1 (732) 389 8543
info@zhermackusa.com
www.zhermackusa.com

Zhermack S.p.A. | Via Bovazecchino, 100 | 45021 Badia Polesine (RO) ITALY
T +39 0425 597611 | F +39 0425 53596 | info@zhermack.com | www.zhermack.com

Zhermack

Zhermack
Dental

Zhermack
Dental

FI11025 - 2016-03



Clinical
Addition Silicones

Hydrorise,

l'innovazione che non c'era.


ZHERMACK presenta HYDRORISE,
il Silicone A che si adatta alle diverse tecniche d'impronta
anche in situazioni cliniche complesse,

in quanto permette di abbinare diverse viscosità
secondo il caso specifico e di scegliere il giusto tempo di presa
per ogni metodologia di lavoro.

**Le elevate performance di HYDRORISE derivano
da una tecnologia chiamata "iperidrofilia",**
capace di incrementare la fluidità del silicone
migliorando sensibilmente la definizione dell'impronta.



Hyperhydrophilic technology



hydrorise

hydrorise

Un lavoro affidabile, per il dentista e per il paziente.

La sinergia delle proprietà fisiche e meccaniche di HYDRORISE
contribuirà al vostro successo clinico.

Tissotropia

È la capacità del silicone di mantenere la posizione una volta estruso e di scorrere quando viene sottoposto a pressione.
In questo modo HYDRORISE non cola dalla preparazione o nella gola del paziente.



Resistenza allo strappo

HYDRORISE è particolarmente elastico, soprattutto in presenza di marcati sottosquadri.

Il materiale ha un'elevata resistenza allo strappo e riduce il rischio di distorsione.

Soluzioni personalizzate, perché sceglie il dentista.

HYDRORISE è studiato
per combinare
le diverse viscosità
in base al proprio
metodo di lavoro.

| Materiale | Doppia impronta | Impronta simultanea | Impronta monofase |
|------------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| PUTTY | | | |
| HEAVY BODY | | | |
| MONOPHASE | | | |
| REGULAR BODY | | | |
| LIGHT BODY | | | |
| EXTRA LIGHT BODY | | | |

Tutte le viscosità sono disponibili in versione
FAST (Working Time 1'30", Setting Time 4'00")
e NORMAL (Working Time 2'00", Setting Time 5'30")