

Per maggiori informazioni
su questi prodotti visitate
il sito it.zhermack.com



zetalabor **TOUCH**
platinum85

FLAVOURED SMOOTH PRECISION

Touch the next generation lab putty

Dagli inventori di Zetalabor, ecco a voi il nuovo silicone per laboratorio **Platinum 85 TOUCH**.

Superficie liscia e vellutata, elevata definizione del dettaglio, profumazione vaniglia: scoprite le proprietà che fanno di questo A-Silicone la scelta ideale per tutte le applicazioni che richiedono qualità e affidabilità.

Platinum 85 TOUCH: toccate con mano la nuova generazione di lab putty Zhermack.




it.zhermack.com
info@zhermack.com

Numero Verde
800-856014

Zhermack
Dental

A-Silicone lab putty



Benefit

Superficie liscia dopo polimerizzazione

Elevata definizione del dettaglio

Stabilità dimensionale nel tempo

Ottimizzazione dei tempi di lavoro

Profumato

Resistente alle alte temperature

APPLICAZIONI

MASCHERINE per:

- esecuzione di manufatti protesici provvisori
- riparazione di protesi totale/scheletrata
- realizzazione di gengive artificiali su modello
- progettazione di strutture metalliche
- duplicazione di protesi totale e modelli in gesso
- stampaggio su verticatore

BASI per:

- bloccaggio di protesi in riparazioni
- provvisori in resine composite fotopolimerizzabili

CONTROSTAMPI per:

- isolamento di denti in muffola

CHIAVI per:

- registrazione oclusale in articolatore

Caratteristiche tecniche

Rapporto di miscelazione	Profumazione	Tempo di lavoro*	Tempo di rimozione (min)*	Durezza	Colore	Peso specifico
1:1	Vaniglia	1'	4'	85 Sh-A	Dark Blue	1,6 g/ml

Confezionamenti

Codice	Descrizione
C400750	1 barattolo da 4,3 kg (2690 ml) Base + 1 barattolo da 4,3 kg (2690 ml) Catalyst
C400751	1 barattolo da 200 g (125 ml) Base + 1 barattolo da 200 g (125 ml) Catalyst

*I tempi indicati possono variare in base alla temperatura ambientale e alla tecnica di miscelazione

BRANCHES

GERMANY

Zhermack GmbH Deutschland
Öhlmühle 10 - D-49448 Marl

T +49 (0) 54 43 / 20 33 - 0
F +49 (0) 54 43 / 20 33 - 11
info@zhermack.de
www.zhermack.de

POLAND

Zhermapol Sp. z o.o.
ul. Augustówka 14
02 - 981 Warszawa - Polska

T +48 22 858 82 72
+48 22 292 71 17
F +48 22 642 07 14
biuro@zhermack.com
www.zhermapol.pl

USA

Zhermack Inc.
P.O. Box 4195, River Edge
New Jersey 07661 - 4195

T +1 (877) 819 6206
+1 (732) 389 8540
F +1 (732) 389 8543
info@zhermackusa.com
www.zhermackusa.com