

Para más información sobre
estos productos visite la web
es.zhermack.com



zetalabor **TOUCH**
platinum85

FLAVOURED SMOOTH PRECISION

Touch the next generation lab putty

De los creadores de Zetalabor, presentamos la nueva silicona para laboratorio **Platinum 85 TOUCH**.

Superficie lisa y tersa, elevada definición de los detalles, aroma a vainilla: Descubra las características que hacen de esta silicona de adición la alternativa ideal para todas las aplicaciones que requieren calidad y fiabilidad.


Platinum 85 TOUCH: Experimenta la nueva generación de siliconas para laboratorio Zhermack.



es.zhermack.com
info.spain@zhermack.com

Zhermack
Dental

A-Silicone lab putty



Beneficios

Superficie lisa y tersa despues de la polimerización

Elevada definición de los detalles

Excelente estabilidad dimensional

Optimización de los tiempos de trabajo

Aroma a vainilla

Resistente a altas temperaturas

APLICACIONES

MATRICES para:

- Realización de provisionales en prótesis
- Reparación de prótesis total/Dentadura Parcial Removible
- Realización de encías artificiales sobre modelo
- Diseño de estructuras metálicas
- Duplicado de prótesis completas y modelos en yeso
- Registro de mordida en verticulador

BASES para:

- Bloqueo de prótesis durante reparaciones
- Provisionales de resina y composite fotopolimerizables

CONTROMUFLA para:

- Separador de dientes en mufla

LLAVES para:

- Registros de mordida en articulador

Características técnicas

Proporción de mezcla	Aroma	Tiempo de Trabajo*	Tiempo de remoción (min)*	Dureza	Color	Peso específico
1:1	Vainilla	1'	4'	85 Sh-A	Dark Blue	1,6 g/ml

Confecciones

Código	Descripción
C400750	1 tarro de 4,3 kg (2.690 ml) Base +1 tarro de 4,3 kg (2.690 ml) Catalizador
C400751	1 tarro de 200 g (125 ml) Base + 1 tarro de 200 g (125 ml) Catalizador

*Los tiempos indicados pueden variar de acuerdo con la temperatura ambiental y la técnica de mezcla utilizada

BRANCHES

GERMANY

Zhermack GmbH Deutschland
Öhlmühle 10 - D-49448 Marl

T +49 (0) 54 43 / 20 33 - 0
F +49 (0) 54 43 / 20 33 - 11
info@zhermack.de
www.zhermack.de

POLAND

Zhermapol Sp. z o.o.
ul. Augustówka 14
02 - 981 Warszawa - Polska

T +48 22 858 82 72
+48 22 292 71 17
F +48 22 642 07 14
biuro@zhermack.com
www.zhermapol.pl

USA

Zhermack Inc.
P.O. Box 4195, River Edge
New Jersey 07661 - 4195

T +1 (877) 819 6206
+1 (732) 389 8540
F +1 (732) 389 8543
info@zhermackusa.com
www.zhermackusa.com