


zetalgin



ALGINATOS SIMPLES Y EFECTIVOS

Los alginatos Zetalgin son ideales para aquellos profesionales en búsqueda de materiales simples y efectivos para la toma de impresiones:

- ▶ Elásticos para fácil retiro de la impresión
- ▶ Fácil mezclado con rápida absorción del agua para toma rápida de impresiones
- ▶ 48 horas de estabilidad dimensional para un colado seguro del modelo después de la toma de impresión
- ▶ Compatible con mezcladoras mecánicas y centrífugas (Zhermack Hurrimix² y Alghamix II) para mayor eficiencia en la clínica dental
- ▶ Fraguado normal o versión cromática para adaptarse a las diversas necesidades de los profesionales dentales
- ▶ Versión cromática para asistir a los profesionales mostrando la fase de trabajo mediante un cambio de color:
 - Fase púrpura: tiempo de mezcla
 - Fase gris: tiempo de trabajo
 - Fase verde: tiempo en la boca



- ▶ Un alginato de impresión preliminar universal para cubrir las múltiples necesidades cotidianas de las clínicas dentales



- ▶ Aroma a menta, tanto para la versión normal como para la cromática



- ▶ Especialmente adecuado para tomar impresiones preliminares y colar tanto modelos de estudio como antagonistas



- ▶ La versión cromática asiste a los profesionales en la toma de impresiones

Detalles técnicos



Producto	Tiempo en boca* (min:s)	Tensión en compresión	Recuperación elástica
Zetalgin	1:00	10 %	96 %
Zetalgin cromático	1:00	10 %	96 %

* los tiempos mencionados están pensados a 23 °C - 73 °F

Código	Descripción
C301001	Zetalgin - 1 bolsa de 453 g
C301004	Zetalgin cromático - 1 bolsa de 453 g

Accesorios

