

hydrorise implant

simply accurate



Silicone per addizione ad alta rigidità
ideale per implantologia

facile da usare

Aroma piacevole alla menta

Superficie liscia che permette lo sviluppo del modello facilmente

Compatibile con tutti i tipi di portaimpronta

compatibile CAD/CAM

Materiale **scansionabile** senza spray opacizzanti

accurato

Rigidità e durezza finale per uno stabile posizionamento del transfer

Tissotropico: non cola nella bocca del paziente

Consistenza elevata: il materiale non cambia quando viene a contatto di saliva o sangue





affidabile

Idrocompatibilità: garantisce un'elevata accuratezza dell'impronta

Alta stabilità dimensionale: materiale che rimane stabile a lungo per trasferire correttamente le informazioni all'odontotecnico

Tempo di lavorazione adeguato anche per i casi più complessi

sicuro

Radiopaco: residui sotto gengiva facili da identificare con una semplice radiografia

Disinfettabile: per limitare il rischio di infezioni

Biocompatibile



Zhermack 
Dental

hydrorise implant

F198110 - 17/09



Disponibile nelle versioni: **Heavy** body e **Light** body | per la tecnica **simultanea**



Medium body | per la tecnica **monophase**

**COMPATIBILE CON I MISCELATORI
AUTOMATICI 5:1 PIÙ DIFFUSI**

www.zhermack.com

Zhermack