

Чтобы получить дополнительную информацию об этой продукции, посетите сайт [www.zhermack.com](http://www.zhermack.com)



# elite vest

## MAKE THE RIGHT INVESTMENT



## Easy Dental Investments

Постоянный поиск лучших для заказчиков решений и многолетний опыт производства гипса Elite Dental Stones привели нас к разработке новой гаммы паковочных масс Zhermack - **Elite Vest**.

Персонализируемая и постоянная точность, одновременно с удивительной простотой использования является отличительной характеристикой **Elite Vest Plus** и **Elite Vest Cast**.

Благодаря универсальной жидкости **Elite Vest Liquid** использование двух продуктов значительно упростилось.



[ru.zhermack.com](http://ru.zhermack.com)  
[info.russia@zhermack.com](mailto:info.russia@zhermack.com)

**Zhermack**   
Dental

# elite vest PLUS



**Универсальная точная фосфатная паковочная масса для несъемных протезов. Совместима с благородными и драгоценными сплавами\* и прессованной керамикой**

## ПРЕИМУЩЕСТВА

Универсальность: только одна масса для работ с несъемными протезами из сплава или прессованной керамикой

Быстрый или традиционный нагрев

Идеальная прочность для многочисленных видов применения

Расширение, применимое к различным потребностям

Гладкие поверхности после литья

Отличная точность, прежде всего, для протезов-имплантатов и расширенных мостов

Совместима со всеми сплавами\*

Использование универсальной жидкости Elite Vest Liquid



## Почему нужно выбрать Elite Vest?

Имея только два типа порошка elite vest plus и elite vest cast и только один вид универсальной жидкости elite vest liquid, вы сможете изготовить зубные протезы из любого сплава\* и прессованной керамики, пользуясь как быстрым нагревом, так и традиционным.

Паковочные массы elite vest классифицированы UNI EN ISO 15912, имеют мелкую зернистость, не включают графита, и имеют расширение, применимое для используемой технологии работы.

Выбрав новую гамму elite vest, вы оцените ее повышенную точность и постоянство получаемых результатов, а так же удивительную простоту использования и применения.

\*За исключением сплавов из титана

# elite vest CAST



**Точная паковочная масса, специальная для скелетных протезов.  
Совместима с неблагородными и драгоценными сплавами\***

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Оптимальное время работы
- Быстрый или традиционный нагрев
- Гибкость и простота использования
- Повышенная эффективность благодаря нагреву различного вида (быстрому или традиционному)
- Простота извлечения из кюветы и пескоструйной обработки
- Позволяет получить особо гладкую поверхность сплава
- Использование универсальной жидкости Elite Vest Liquid



### Технические характеристики

	Elite Vest Plus	Elite Vest Cast
Применение	Несъемные протезы	Скелетные протезы
Мелкозернистый порошок	•	•
Фосфатный связующий материал	•	•
Быстрый или традиционный нагрев	•	•
Жидкость для смешивания	Elite Vest Liquid	Elite Vest Liquid
Контролируемое или свободное расширение	•	•
Совместима с силиконовыми или желатиновыми дубликатами		•
Классификация UNI EN ISO 15912	Тип 1, класс 1,2	Тип 2, класс 1,2

# elite vest



Технические данные	Elite Vest Plus	Elite Vest Cast
Отношение порошок/жидкость (Elite Vest Liquid)	100 g / 24-26 мл	100 g / 18-20 мл
Время смешивания вручную	15 - 30"	15 - 20"
Время смешивания в вакууме (320 об/мин)	60"	60"
Время поддержания вакуума после смешивания	15 - 30"	10 - 15"
Время работы (20 - 23°C)	6'	5'
Время ввода в нагретую печь с начала смешивания	23 - 25'	23 - 25'
Идеальная температура использования	20 - 23°C	20 - 23°C
Идеальная температура хранения жидкости (Elite Vest Liquid)	18 - 22°C (≥5°C)	18 - 22°C (≥5°C)
Температура предварительного нагрева	850 - 900°C	900 - 930°C
Максимальная температура предварительного нагрева	1200°C	1050°C

## Упаковка

## Аксессуары

Код	Описание	Код	Описание
C420000	Elite Vest Plus 40x160 г	XI0000060	Опока 1X
C420002	Elite Vest Cast 30x400 г	XI0000062	Опока 3X
C420010	Elite Vest liquid 1000 мл	XI0000064	Опока 6X
C420001	Elite Vest Plus 5x160 г + жидкость	XI0000066	Опока 9X
C420003	Elite Vest Plus 5x400 г + жидкость	XI0990050	Многочратное резиновое основание

## BRANCHES

### GERMANY

Zhermack GmbH Deutschland  
Öhlmühle 10 - D-49448 Marl

T +49 (0) 54 43 / 20 33 - 0  
F +49 (0) 54 43 / 20 33 - 11  
info@zhermack.de  
www.zhermack.de

### POLAND

Zhermapol Sp. z o.o.  
ul. Augustówka 14  
02 - 981 Warszawa - Polska

T +48 22 858 82 72  
+48 22 292 71 17  
F +48 22 642 07 14  
biuro@zhermack.com  
www.zhermapol.pl

### USA

Zhermack Inc.  
P.O. Box 4195, River Edge  
New Jersey 07661 - 4195

T +1 (877) 819 6206  
+1 (732) 389 8540  
F +1 (732) 389 8543  
info@zhermackusa.com  
www.zhermackusa.com

Zhermack S.p.A. | Via Bovazecchino, 100 | 45021 Badia Polesine (RO) ITALY  
T +39 0425 597611 | F +39 0425 53596 | info@zhermack.com | www.zhermack.com

Zhermack