

alghamix II



Equipment
Mixing machine

Zhermack 
Dental



alghamix II

ZHERMACK światowy lider w produkcji materiałów wyciskowych i sprzętu stomatologicznego, przedstawia **ALGHAMIX II**, nową **wersję dobrze znanego na** rynku mechanicznego mieszalnika do alginatowych i silikonowych mas wyciskowych.

Ergonomiczny design pozwala na dopasowanie urządzenia **Alghamix II** do wystroju gabinetu dentystycznego lub pracowni techniczno-dentystycznej.

Niezwykle łatwy w obsłudze, gwarantuje uzyskanie idealnie wymieszanej masy pozbawionej pęcherzyków powietrza.

ALGHAMIX II umożliwia mechaniczne mieszanie mas alginatowych, silikonowych i gipsu.
Przeznaczony do użytku stomatologicznego.

Nowoczesny
wygląd



alghamix II

ZASTOSOWANIE

■ Mieszanie mas alginatowych



■ Mieszanie silikonu



■ Mieszanie gipsu



Miska, w **pozycji czołowej**, ułatwia czynności dozowania i mieszania, gwarantując jednocześnie **maksymalną stabilność** podczas wszystkich faz pracy.

**Maksymalna
stabilność**

CHARAKTERYSTYKA

alghamix II

- 2 prędkości obrotów miski (120 obrotów/min – 250 obrotów/min)
- Ergonomiczny przełącznik prędkości
- Bagnetowy zaczep miski
- Dostępne miski: mała o pojemności 350 cm³. – duża o pojemności 600 cm³.
- Dysk z podkładkami do mieszania dla silikonów
- Nie wymaga smarowania
- Nie wymaga konserwacji





■ **PODWÓJNA PRĘDKOŚĆ:**

dwie prędkości obrotów miski (wolna i szybka) pozwalają na mieszanie mas zgodnie z preferencjami użytkownika

■ **ERGONOMICZNY PRZEŁĄCZNIKA:**

Ergonomiczna forma przełącznika ułatwia zmianę prędkości obrotowej

■ **UCHWYT BAGNETOWY:**

uchwyt bagnetowy ze wskaźnikiem pozycji ułatwia mocowanie miski

alghamix II

WARTY PODKREŚLENIA



■ **MISKA DO MIESZANIA MAS ALGINATOWYCH:** pojemność 350 cm³

■ **MISKA DO GIPSU:** dostępny w wersji o pojemności 600 cm³



■ **DYSK DO MIESZANIA SILIKONÓW:** dostępny z podkładkami do mieszania (20 arkuszy)




ALGHAMIX II gwarantuje uzyskanie **jednorodnej masy** pozbawionej pęcherzyków powietrza lub grudek.


ALGHAMIX II skraca czas mieszania o 30%.*

alghamix II

TECHNIKA NA PIERWSZYM PLANIE



W zbliżeniu masa alginatowa wymieszana ręcznie



W zbliżeniu masa alginatowa wymieszana automatycznie przy pomocy ALGHAMIX II



alghamix II

drogum 5

alghamix II



Modele

Kod	Model	Wymiary zewnętrzne	Ciężar	Napięcie zasilania	Pobierana moc	Standardowe wyposażenie urządzenia
C303215	MIESZALNIK ALGHAMIX II 115V	G 270 – S 170 – W 210 mm	3 kg	115 V ± 10 50/60 Hz	50 Watt	Miska do mas alginatowych o pojemności 350 cm ³ , szara
C303230	MIESZALNIK ALGHAMIX II 230V	G 270 – S 170 – W 210 mm	3 kg	230 V ± 10 50/60 Hz	50 Watt	szpatułka do mieszania mas alginatowych
C303231	MIESZALNIK ALGHAMIX II 230V UK	G 270 – S 170 – W 210 mm	3 kg	230 V ± 10 50/60 Hz	50 Watt	

Akcesoria

C303165	Miska o pojemności 350 cm ³ niebieska	C300990	Szpatułka do mieszania kpl. 6 szt.
C303185	Miska do gipsu o pojemności 600 cm ³ szara	C303030	Podkładki do mieszania mas, kpl. 20 szt.
XR0250670	Dysk do mieszania silikonów	C207200	Nożyk do mieszania silikonów

BRANCHES

GERMANY
Zhermack GmbH Deutschland
Öhlmühle 10 - D-49448 Marl

T +49 (0) 54 43 / 20 33 - 0
F +49 (0) 54 43 / 20 33 - 11
info@zhermack.de
www.zhermack.de

POLAND
Zhermapol Sp. z o.o.
ul. Augustówka 14
02 - 981 Warszawa - Polska

T +48 22 858 82 72
+48 22 292 71 17
F +48 22 642 07 14
biuro@zhermack.com
www.zhermapol.pl

USA
Zhermack Inc.
P.O. Box 4195, River Edge
New Jersey 07661 - 4195

T +1 (877) 819 6206
+1 (732) 389 8540
F +1 (732) 389 8543
info@zhermackusa.com
www.zhermackusa.com

Zhermack S.p.A. | Via Bovazecchino, 100 | 45021 Badia Polesine (RO) ITALY
T +39 0425 597611 | F +39 0425 53596 | info@zhermack.com | www.zhermack.com

Zhermack