

hurrimix²



Zhermack 
Dental

Hurrimix² urządzenie

bez którego już nie będziesz mógł się obejść





Poprawa wydajności w gabinecie oznacza wzrost poziomu **satysfakcji pacjenta**.

Istotnym jest, aby wyciski zawierały precyzyjne i czytelne informacje konieczne dla opracowania najlepszych sposobów leczenia w odniesieniu do każdego przypadku klinicznego. Dobry materiał to konieczność, **jednakże** bardzo często jakość wymieszania jest tym, co naprawdę stanowi różnicę pomiędzy dobrym i złym wyciskiem.

Dobre wymieszanie sprawi, **że pierwszy wycisk będzie tym ostatecznym**.

Szybkie mieszanie powoduje, że można poświęcić odpowiednią ilość czasu każdemu pacjentowi bez marnowania tego cennego zasobu, zarówno przez dentystę jak też przez pacjenta.

Hurrimix² to rozwiązanie firmy Zhermack **opracowane aby poprawić jakość mieszania i wycisków**: już po pierwszym użyciu od razu zrozumiesz, **że nie będziesz mógł się już więcej obejść bez tego urządzenia**.



jednolity szybki niezawodny wydajny

Jakość mieszania

Dla każdego unitu



Hurrimix² został zaprojektowany aby **zapewnić wysoką i optymalną jakość mieszania**. Każdy detal został opracowany w konkretnym celu:

- Obroty muszą **być stałe i tak szybkie jak to możliwe**: **elektroniczny koder** został zastosowany do kontroli prędkości obrotów w każdym momencie.
- Faza hamowania jest niezwykle istotna: **kontrola nad hamowaniem** zwiększa jakość mieszania, tym samym ogranicza występowanie pęcherzyków powietrza
- Możliwość korzystania aż z **20 zoptymalizowanych programów** zapewnia prawidłowe zmienne dla mieszania.



Z Hurrimix² mieszanie staje się:

- **Szybkie**: można poświęcić więcej czasu dla pacjenta podczas pobierania wycisku (czas mieszania od 6 do 10 sekund*)
- **Skuteczne - gwarantuje jednolitą jakość**, która nie zależy już od osoby przeprowadzającej procedurę: precyzyjne czasy pracy, lepsza synchronizacja pomiędzy lekarzem a asystentką.



CO ZMIENIA SIĘ Z HURRIMIX²?

W porównaniu do mieszania ręcznego, mieszalnik Hurrimix2 poprawia jakość mieszania oraz znacząco zmniejsza występowanie pęcherzyków powietrza w materiale wykorzystywanym do pobierania wycisku.



Orthoprint



Neocolloid



Hydrogum 5



mieszanie
ręczne

mieszanie przy
użyciu Hurrimix²



jednolity szybki niezawodny wydajny

Co należy zrobić po
pobranu wycisku?

Masy alginatowe i gipsy

Różne zastosowania
Jedno urządzenie!

Często pojawia się potrzeba odlania wycisku bezpośrednio w gabinecie, krótko po jego pobraniu. Z Hurrimix² jest to możliwe: gipsy Zhermack można wymieszać w kilka sekund:

- Wyciski mogą być **odlane bezpośrednio w gabinecie**, a redukcja czasu pracy nad konkretnym przypadkiem oznacza ograniczenie czasu i kosztów.



EMPOWERYOUR
impression

Dlaczego ważne jest zapewnienie jakości mieszania?

Prawidłowy sposób mieszania jest istotny aby zapisać **wszelkie możliwe informacje** w wycisku, wykorzystując w tym celu jakość użytych materiałów, w odniesieniu do elastyczności, **precyzji i odporności**.

Często obecność pęcherzyków powietrza przeszkadza w uzyskaniu prawidłowego odtworzenia detali i zmienia warunki fizyczne użytego materiału.

Co to oznacza?

Przypadki kliniczne z dobrze wykonanym wyciskiem są **łatwiejsze w badaniu**, w dużej mierze ograniczone zostają problemy komunikacyjne pomiędzy lekarzem a protetykiem. Nie ma potrzeby kolejnej wizyty pacjenta w celu powtórznego pobrania wycisku. Oznacza to **większą satysfakcję i zadowolenie pacjentów**. Ograniczona jest również strata materiałów: mniej materiałów straconych, mniej zmarnowanego czasu przez lekarzy i pacjentów, lepsza współpraca z protetykiem. **Mniej strat oznacza większą rentowność**.



Kluczowe słowo:

prostota



Hurrimix² dostosowuje się do potrzeb lekarzy, jednocześnie **ułatwiając ich pracę**. Wybór pomiędzy 10 programami może być dokonany jednym przyciskiem, dostosowując się do potrzeb każdego użytkownika: **zoptymalizowane czasy mieszania oraz charakterystyka** w celu uzyskania odpowiedniej ilości. 7 z tych 10 programów **jest zaprogramowanych**, a 3 z nich są możliwe do skonfigurowania przez użytkownika, co umożliwia dostosowanie funkcjonalności Hurrimix² do różnego rodzaju materiałów.

Hurrimix² dostarczany jest wraz z akcesoriami opracowanymi tak, aby ułatwić użytkownikom proces mieszania:

- **Butelka z miarką na wodę:** odpowiednia ilość wody gwarantuje, że produkt zostanie przygotowany prawidłowo.
- **Specjalne pojemniki** do mieszania mas alginatowych i gipsów z zaokrąglonymi powierzchniami, idealnie dopasowane do kształtu szpatułki (ograniczona strata materiałów oraz łatwiejsze pobieranie materiału)

EMPOWER YOUR
impression



- A Dozowanie proszku
- B Dozowanie wody
- C Mieszanie
- D Produkt gotowy do użytku



jednolity **szybki** niezawodny wydajny

Zaprojektowany dla gabinetów w najmniejszych **detalach**




Nowoczesny, solidny i funkcjonalny
wygląd. **Estetyka** dostosowana
do potrzeb gabinetów.

**WSZYSTKIE NAJWAŻNIEJSZE
KOMPONENTY ZOSTAŁY
ZAPROJEKTOWANE W SPOSÓB
GWARANTUJĄCY NIEZAWODNOŚĆ:**

- A Mechanizmy z brązu i stali**, gwarantują dłuższą żywotność w porównaniu z plastikowymi.
- B Hurrimix²** przypomina o konieczności przeprowadzenia **okresowych przeglądów**, ograniczając w ten sposób zagrożenia związane z pracą urządzenia. 
- C Zamek** bezpieczeństwa w pokrywie zapobiega niebezpiecznym wypadkom.

**GWARANCJA ROZSZERZONA
DO 4 LAT LUB 4000 CYKLI**



jednolity szybki niezawodny wydajny

Dane

techniczne



ŁATWA DEZYNFEKCJA

PBT charakteryzuje się odpornością na środki chemiczne, zapewniając łatwą dezynfekcję urządzenia*



NIEPALNY MATERIAŁ (UL 94-CLASS.V0)



BEZPIECZNY I TRWAŁY

Właściwości mechaniczne materiału zapewniają niezbędną odporność na wstrząsy podczas normalnego stosowania w gabinecie.

Materiał, z którego wykonana jest obudowa to technopolimer

Poli(tereftalan butylenu) - PBT



POJEMNIKI DO MIESZANIA WOLNE OD FTALANÓW: BEZPIECZEŃSTWO PACJENTA I LEKARZA

*nie stosować środków dezynfekujących z dodatkiem alkoholu

Dane techniczne

Kod Modelu	Wymiary	Waga	Napięcie	Maksymalne napięcie
C305140 Hurrimix ² 230 V	Wysokość 31 cm Szerokość 27 cm Głębokość 32 cm	21 kg	230 V 50/60 Hz	550 Va (W)
C305141 Hurrimix ² 115 V			115 V 50/60 Hz	

Akcesoria

Kod	Akcesoria		
XR0250820	Zestaw szpatulek	XR0250802	2 pojemniki do mieszania mas alginatowych
XR0250830	pałeczka do wstępnego mieszania	XR0250804	2 pojemniki do mieszania gipsów
		XR0250840	Butelka z miarką do odmierzania wody

Produkty powiązane

Kod	Opis		
C302120	Hydrogum 5, 453 g saszetka	C300900	Zestaw do odmierzania Hydrogum 5
C302070	Hydrogum, 500 g saszetka	C300910	Zestaw pojemników do odmierzania mas alginatowych, oprócz Hydrogum 5
C302025	Tropicalgin, 453 g saszetka	C300960	Woreczki strunowe dla zabezpieczania wycisków 100 sztuk
C302240	Phase Plus, 453 g saszetka		
C302086	Orthoprint, 500 g saszetka		
C302145	Neocolloid, 500 g saszetka		
C302205	Neocolloid, busta da 500 g		

jednolity szybki niezawodny wydajny

Fulfilling your needs

BRANCHES

GERMANY

Zhermack GmbH Deutschland

Öhlmühle 10 - D-49448 Marl

T +49 (0) 54 43 / 20 33 - 0
F +49 (0) 54 43 / 20 33 - 11
info@zhermack.de
www.zhermack.de

POLAND

Zhermapol Sp. z o.o.

ul. Augustówka 14
02 - 981 Warszawa - Polska

T +48 22 858 82 72
+48 22 292 71 17
F +48 22 642 07 14
biuro@zhermack.com
www.zhermapol.pl

USA

Zhermack Inc.

P.O. Box 4195, River Edge
New Jersey 07661 - 4195

T +1 (877) 819 6206
+1 (732) 389 8540
F +1 (732) 389 8543
info@zhermackusa.com
www.zhermackusa.com

Zhermack S.p.A. | Via Bovazecchino, 100 | 45021 Badia Polesine (RO) ITALY
T +39 0425 597611 | F +39 0425 53596 | info@zhermack.com | www.zhermack.com

Zhermack 