

# sympress



## As easy as pressing a button

**Sympress** to urządzenie do automatycznego mieszania zaprojektowane specjalnie z myślą o **szybkim i łatwym** mieszaniu **mas wyciskowych w nabożach 5:1**.

Mieszanie odbywa się automatycznie, co ułatwi Twoją codzienną pracę.

UNIWERSALNOŚĆ, NIEZAWODNOŚĆ, ŁATWOŚĆ UŻYCIA.

**Zhermack**   
Dental



**Uniwersalność**  
Open system



**Niezawodność**  
Rely on quality



**Łatwość  
użycia**  
Work smarter

- ▶ Urządzenie kompatybilne z większością najbardziej popularnych na rynku mas wyciskowych (VPS i polieteru)
- ▶ Jest przystosowane zarówno do twardych, jak i do miękkich nabołów (360 lub 380 ml)
- ▶ Niemiecka jakość godna zaufania\*
- ▶ Funkcjonalność: kompaktowa konstrukcja w celu zaoszczędzenia przestrzeni
- ▶ Niski poziom hałasu
- ▶ Urządzenie łatwe w użytku, zapewniające klinikom dentystycznym maksymalną elastyczność i komfort
- ▶ Szybsza praca, a tym samym wyższa wydajność
- ▶ Jednolity sposób mieszania, który zapewnia wyższą jakość niż w przypadku mieszania ręcznego

## Wypróbuj Sympress z naszymi systemami 5:1

### WSKAŹNIK POZIOMU NAPEŁNIENIA

pokazuje ilość materiału pozostającego w pojemniku

### PANEL STEROWANIA LED

wskazuje, czy urządzenie jest gotowe

### DWIE SZYBKOŚCI NAPEŁNIANIA

dla materiału na tyżki wyciskowe i do strzykawk

### AUTOMATYCZNE ŁADOWANIE

umożliwia łatwą konfigurację

### PRZEZROCZYSTA POKRYWA O DOSTOSOWANYM KSZTAŁCIE,

co zapewni prawidłowe dopasowanie różnych rodzajów nabołów

### NIEWIELKA PRZESTRZEŃ ZAJMOWANA PRZEZ URZĄDZENIE

oraz możliwość montażu na ścianie

Naboje o pojemności 380 ml w celu zapewnienia jednolitego i skutecznego mieszania.



### Opatentowana końcówka

Zmniejszenie ilości odpadów aż o 18% w porównaniu z tradycyjnymi końcówkami.\*\*

\* Sympress stworzono we współpracy z firmą Renfert. \*\* Testy wewnętrzne Zhermack.

### Dane techniczne

Kod	Model	Wymiary (wys. x szer. x dł. – mm)	Masa (kg)	Zasilanie (V/Hz)	Całkowita moc (W)
6000-0000	Sympress – 230 V	330 x 190 x 380	7	230 V ± 10% / 50 Hz	170
6000-1000	Sympress – 120 V	330 x 190 x 380	7	120 V ± 10% / 60 Hz	170
6000-2000	Sympress 230 V, wtyczka brytyjska	330 x 190 x 380	7	230 V ± 10% / 50 Hz	170
6000-3000	Sympress 100 V	330 x 190 x 380	7	100 V ± 10% / 50 – 60 Hz	170

### Akcesoria

Kod	Opis
6000-0100	Zestaw do montażu na ścianie