

# sympress



## As easy as pressing a button

**Sympress** es la **máquina de mezclado automático** diseñada específicamente para mezclar de manera **rápida** y **sencilla materiales de impresión envasados en cartuchos 5:1**.

La mezcla se hace de manera automática, lo cual le ayudará en su trabajo diario.

VERSÁTIL, FIABLE, FÁCIL DE USAR.

**Zhermack**   
Dental



**Versátil**  
Sistema  
abierto

- ▶ Compatible con los materiales de impresión más habituales del mercado (VPS y poliéter)
- ▶ Apto para cartuchos rígidos y no rígidos (360 o 380 ml)



**Fiable**  
Confiable en  
la calidad

- ▶ Calidad alemana de total confianza\*
- ▶ Funcionalidad: diseño compacto para ocupar menos espacio
- ▶ Bajo nivel de ruido



**Fácil de usar**  
Trabajar  
inteligentemente

- ▶ Fácil de usar para ofrecer flexibilidad y confort en las clínicas dentales
- ▶ Procesamiento más rápido que ayuda a trabajar más eficientemente
- ▶ Mezclado reproducible de manera constante: reduce los riesgos relacionados con la mezcla manual

## Prueba Sympress con nuestros sistemas 5:1

### INDICADOR DE NIVEL DE LLENADO

visualización de la cantidad de material restante en el cartucho

### PANEL DE CONTROL LED

con indicación para saber si el dispositivo está listo para su uso

### DOS VELOCIDADES DE DOSIFICACIÓN

para llenar las cubetas más rápidamente y las jeringuillas más lentamente



### CARGA AUTOMÁTICA

para una configuración más fácil

### TAPA TRANSPARENTE CONFORMADA

para colocar correctamente diferentes tipos de cartuchos

### OCUPA POCO ESPACIO



Cartuchos de 380 ml para una mezcla más eficiente y homogénea.



### La punta dinámico-estática

permite reducir hasta un 22% el desperdicio de materiales en comparación con las puntas utilizadas por los competidores más habituales del mercado\*\*

\* Sympress se ofrece en colaboración con Renfert.

\*\* Datos internos. Prueba de medición del volumen de la punta mediante el uso de agua destilada, realizada en ocho puntas de distintas marcas, con tres repeticiones por cada una.

Se pueden solicitar los datos a [info@zhermack.com](mailto:info@zhermack.com)

### Características técnicas

Código	Modelo	Dimensiones (al. x an. x prof.) en mm	Peso (kg)	Alimentación (V/Hz)	Potencia total (W)
6000-0000	Sympress – 230 V	330 x 190 x 380	7	230 V ± 10 % / 50 Hz	170
6000-1000	Sympress – 120 V	330 x 190 x 380	7	120 V ± 10 % / 60 Hz	170
6000-2000	Sympress 230 V (conector Reino Unido)	330 x 190 x 380	7	230 V ± 10 % / 50 Hz	170