

# sympress



## As easy as pressing a button

**Sympress** es una **máquina de mezclado automático** diseñada específicamente para mezclar de manera **rápida** y **sencilla materiales de impresión envasados en cartuchos 5:1**.

La mezcla se hace de manera automática, lo cual le ayudará en su trabajo diario.

VERSÁTIL, FIABLE, FÁCIL DE USAR.

**Zhermack**   
Dental



**Versátil**  
Sistema  
abierto



**Fiable**  
Confiable en  
la calidad



**Fácil de usar**  
Trabajar  
inteligentemente

- Compatible con los materiales de impresión más habituales del mercado (VPS y poliéter)
- Apto para cartuchos rígidos y no rígidos (360 o 380 ml)

- Calidad alemana de total confianza\*
- Funcionalidad: diseño compacto para ocupar menos espacio
- Bajo nivel de ruido

- Fácil de usar para ofrecer la máxima flexibilidad y confort en las clínicas dentales
- Procesamiento más rápido que ayuda a trabajar más eficientemente
- Mezcla uniforme y de mejor calidad que al hacerla manualmente

## Pruebe Sympress con nuestros sistemas 5:1

### INDICADOR DE NIVEL DE LLENADO

visualización de la cantidad de material restante en el cartucho

### PANEL DE CONTROL LED

con indicación para saber si el dispositivo está listo para su uso

### DOS VELOCIDADES DE DOSIFICACIÓN

para llenar las cubetas más rápidamente y las jeringuillas más lentamente

### CARGA AUTOMÁTICA

para una configuración más fácil

### TAPA TRANSPARENTE CONFORMADA

para colocar correctamente diferentes tipos de cartuchos

### OCUPA POCO ESPACIO

con la flexibilidad que aporta poder montarlo en la pared

Cartuchos de 380 ml para una mezcla más eficiente y homogénea.



### Punta patentada

18 % menos desperdicio de material en comparación con las técnicas de mezcla tradicionales.\*\*



\* Sympress se ofrece en colaboración con Renfert. \*\* Pruebas internas de Zhermack.

### Características técnicas

| Código    | Modelo                                | Dimensiones (al. x an. x prof.) en mm | Peso (kg) | Alimentación (V/Hz)     | Potencia total (W) |
|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------------------------|--------------------|
| 6000-0000 | Sympress – 230 V                      | 330 x 190 x 380                       | 7         | 230 V ± 10 % / 50 Hz    | 170                |
| 6000-1000 | Sympress – 120 V                      | 330 x 190 x 380                       | 7         | 120 V ± 10 % / 60 Hz    | 170                |
| 6000-2000 | Sympress 230 V (conector Reino Unido) | 330 x 190 x 380                       | 7         | 230 V ± 10 % / 50 Hz    | 170                |
| 6000-3000 | Sympress 100 V                        | 330 x 190 x 380                       | 7         | 100 V ± 10 % / 50–60 Hz | 170                |

### Accesorios

| Código    | Descripción               |
|-----------|---------------------------|
| 6000-0100 | Kit para montaje en pared |