

sympress



As easy as pressing a button

Sympress è il **miscelatore automatico** ideato per una miscelazione **facile** e **veloce** dei **materiali da impronta in cartucce 5:1**.

La miscelazione diventa automatica per semplificare il lavoro di ogni giorno.

VERSATILE, AFFIDABILE, FACILE DA UTILIZZARE.

Zhermack 
Dental



Versatile
Open system

- ▶ Compatibile con i più comuni materiali da impronta presenti sul mercato (VPS e polieterei)
- ▶ Può essere utilizzata con cartucce hard e soft (360 o 380 ml)



Affidabile
Rely on quality

- ▶ Qualità tedesca di cui ti puoi fidare*
- ▶ Funzionale: design compatto per ingombri ridotti sul piano di lavoro
- ▶ Silenziosa



Facile da utilizzare
Work smarter

- ▶ Facile da utilizzare per offrire flessibilità e comfort agli studi dentistici
- ▶ Flussi di lavoro ottimizzati per migliorare l'efficienza
- ▶ Miscelazione riproducibile in modo costante, riduce i rischi legati alla miscelazione manuale

Prova Sympress con i nostri sistemi 5:1

INDICATORE DEL LIVELLO DI RIEMPIMENTO

indica la quantità di materiale residuo all'interno della cartuccia

PANNELLO DI CONTROLLO LED

indica quando la macchina è pronta all'utilizzo

DOPPIA VELOCITÀ DI ESTRUSIONE

velocità superiore per il riempimento del portaimpronta e inferiore per la siringa



CARICAMENTO AUTOMATICO

per un facile utilizzo

COPERCHIO DI PLASTICA TRASPARENTE

per il corretto inserimento di tipi differenti di cartucce

BASE DI PICCOLE DIMENSIONI



Il puntale dinamico-statico

consente di ridurre fino al 22% lo spreco di materiale rispetto ai puntali utilizzati dai competitors più diffusi sul mercato**

Cartucce da 380 ml per una miscelazione omogenea ed efficiente.



* Sympress è offerta in partnership con Renfert.

** Dati interni. Test di misura del volume del puntale tramite l'utilizzo di acqua distillata, condotto su otto diversi puntali di marchi differenti con tre ripetizioni per ciascuno. I dati possono essere richiesti a info@zhermack.com

Caratteristiche tecniche

Codice	Modello	Dimensione (A x P x L - mm)	Peso (Kg)	Tensione di rete (V/Hz)	Potenza assorbita (W)
6000-0000	Sympress - 230 V	330 x 190 x 380	7	230 V ± 10% / 50 Hz	170
6000-1000	Sympress - 120 V	330 x 190 x 380	7	120 V ± 10% / 60 Hz	170
6000-2000	Sympress 230 V plug UK	330 x 190 x 380	7	230 V ± 10% / 50 Hz	170