



zeta 1 ultra

Zeta 1 Ultra ist ein konzentriertes, flüssiges Desinfektions- und Reinigungsmittel für gewöhnliche und chirurgische Zahninstrumente und Bohrer mit einer neuen, hocheffizienten Formel.

Ein neues und effektives Produkt mit zwei Einsatzmöglichkeiten:

- **Breites Wirkungsspektrum:**
Verwendung mit **2%-iger** Verdünnung, 60 Minuten im statischen Bad oder 30 Minuten bei 35 °C im Ultraschallbad, für eine vollständige viruzide Wirkung.
- **Begrenztes Wirkungsspektrum:**
Verwendung mit **1%-iger** Verdünnung, 15 Minuten im statischen Bad, für eine bakterizide, levurozide und begrenzte viruzide Aktivität (HIV, HBV, HCV).

Zeta 1 Ultra, safe and effective.

www.zhermack.com



Zhermack 
Dental