



zeta 1 ultra

Zeta 1 Ultra es un detergente y desinfectante líquido concentrado para instrumentos odontológicos comunes, quirúrgicos y fresas con una nueva fórmula de alta eficiencia.

Un producto nuevo y efectivo que puede emplearse de dos maneras diferentes:

- **Espectro de acción amplio:**
uso al **2%** durante 60 minutos en baño estático, o durante 30 minutos a 35°C en baño de ultrasonidos, garantiza una actividad virucida completa.
- **Espectro de acción limitado:**
uso al **1%** durante 15 minutos en baño estático, garantiza la actividad bactericida, levaduricida y limitadamente virucida (VIH, VHB, VHC).

Zeta 1 Ultra, safe and effective.

www.zhermack.com



Zhermack 
Dental