



# zeta 1 ultra

Zeta 1 Ultra est un désinfectant et détergent liquide concentré pour instruments dentaires ordinaires, chirurgicaux et fraises avec une nouvelle formule haute efficacité.

Un produit nouveau et efficace avec deux options d'utilisation :

- **Spectre d'activité large :**  
utilisé à **2 %** pendant 60' en bain statique, ou 30' à 35° C en bain à ultrasons, il garantit une action virucide complète.
- **Spectre d'activité limité :**  
utilisé à **1 %** pendant 15' en bain statique, il garantit une action bactéricide, levuricide et virucide à spectre limité (VIH, VHB, VHC).

**Zeta 1 Ultra, safe and effective.**

[www.zhermack.com](http://www.zhermack.com)



**Zhermack**   
Dental