



zeta 1 ultra

Zeta 1 Ultra è un disinfettante e detergente liquido concentrato per strumenti odontoiatrici ordinari, chirurgici e frese con nuova formula ad alta efficienza.

Un prodotto nuovo ed efficace con due opzioni d'uso:

- **Spettro d'azione ampio:**
utilizzo al **2%** a 60' in bagno statico, o 30' a 35° C in bagno ultrasuoni, garantisce l'attività virucida completa.
- **Spettro d'azione limitato:**
utilizzo all'**1%** in 15' in bagno statico, garantisce l'attività battericida, lieviticida e limitatamente virucida (HIV, HBV, HCV).

Zeta 1 Ultra, safe and effective.

Numero verde 800 85 60 14 | www.zhermack.com



Zhermack 
Dental