



zeta 1 ultra

Zeta 1 Ultra to przeznaczony do zwykłych narzędzi stomatologicznych, chirurgicznych i frezów środek dezynfekujący i płynny, stężony detergent, o nowej, zapewniającej wysoką skuteczność, formule.

To produkt nowy i skuteczny, który przewiduje dwie możliwości użycia:

- **Szerokie spektrum działania:**
rozcieńczenie **2%** i 60 min w kąpeli statycznej lub 30 min przy temperaturze 35°C w myjce ultradźwiękowej, zapewnia pełne działanie wirusobójcze.
- **Ograniczone spektrum działania:**
rozcieńczenie **1%** i 15 min w kąpeli statycznej, zapewnia działanie bakteriobójcze, drożdżobójcze i w ograniczonym stopniu wirusobójcze (HIV, HBV, HCV).

Zeta 1 Ultra, safe and effective.

www.zhermack.com



Zhermack 
Dental