

Kod TP003



IZO-SOL 250 ml
Izolator gips akryl

Kod TP002



IZO-SOL 1 L
Izolator gips akryl

Kod TP006



Pasta Polerska 150 g
Pasta polerska do akrylu i metalu

Kod TP019



Pasta polerska w kamieniu do akrylu 140 g

Kod TPS03



Pumeks 5 torba 3kg
Syntetyczny pumeks do polerowania akrylu i metalu
Także dostępne: kod TPS25, worek 25 kg i
kod TPS50, beczka kartonowa 50kg

Kod TP0603



Pumeks 0.6 torba 3kg
Naturalny sproszkowany pumeks
Także dostępne: kod TP0625, worek 25 kg i
kod TP0650, beczka kartonowa 50kg

Kod TP0503



Pumeks 0.5 torba 3kg
Średnioziarnisty naturalny pumeks do polerowania
akrylu i metalu
Także dostępne: kod TP0525, worek 25 kg i
kod TP0550, beczka kartonowa 50kg

Kod TP0203



Pumeks 0.2 torba 3kg
Gruboziarnisty naturalny pumeks do polerowania
akrylu i metalu
Także dostępne: kod TP0225, worek 25 kg i
kod TP0250, beczka kartonowa 50kg

Kod V210Z10



Villacryl opaker 4x7 g + 12 ml + 2x12 ml
Tworzywo akrylowe do maskowania metalu
Także dostępne: kod V210Z12, 2x7 g + 12 ml + 2x12 ml

Kod V1809P08



Villacryl Ortho koncentrat koloru 50ml
(kod V1807P06, zielony ciemny; kod V1808P07, zielony
jasny; kod V1805P04, malinowy; kod V1804P03,
czerwony; kod V1806P05, fioletowy;
kod V1802P01, żółty)

Kod TP030



Wosk modelowy miękki 500 g

Kod TP031



Wosk modelowy twardy 500 g

Kod TP005



Kieliszek silikonowy 5 ml
Także dostępne: kod TP012, 15 ml, kod TP004, 25 ml
i kod TP013, 65 ml

Kod 786-1013



Nożyk do wosku
Także dostępne: kod 786-1015, 17 cm

Kod TP007



Żyłki do akrylu 5 g